

VACUMED® GEL SEPARATORE + ATTIVATORE DI COAGULAZIONE  
 VACUMED® GEL SEPARATOR + CLOT ACTIVATOR



42730

Vacumed®  
 13x75 mm con Gel  
 Separatore + Attivatore  
 di Coagulazione x  
 2 ml di sangue, tappo  
 blu elettrico, sterile

*Vacumed® 13x75 mm  
 with Gel Separator + Clot  
 Activator x 2 ml of blood,  
 electric blue cap, sterile*



42731

Vacumed®  
 13x75 mm con Gel  
 Separatore + Attivatore  
 di Coagulazione x  
 3,5 ml di sangue, tappo  
 blu elettrico, sterile

*Vacumed® 13x75 mm  
 with Gel Separator + Clot  
 Activator x 3,5 ml of blood,  
 electric blue cap, sterile*



43736

Vacumed®  
 13x100 mm con Gel  
 Separatore + Attivatore  
 di Coagulazione x 5 ml  
 di sangue, tappo blu  
 elettrico, sterile

*Vacumed® 13x100 mm  
 with Gel Separator + Clot  
 Activator x 5 ml of blood,  
 electric blue cap, sterile*



44738

Vacumed®  
 16x100 mm con Gel  
 Separatore + Attivatore  
 di Coagulazione x 8 ml  
 di sangue, tappo blu  
 elettrico, sterile

*Vacumed® 16x100 mm  
 with Gel Separator + Clot  
 Activator x 8 ml of blood,  
 electric blue cap, sterile*