



SERUM SEPARATOR TUBES

Tubos separadores de suero / Tubes avec séparateur de sérum / Provette con separatore di siero



TEST TUBE WITH GRANULES SEPARATORS SILICONE COATED INTERIOR

tubo con gránulos separadores interior recubierto de silicona / tube avec granules séparateurs silicone à l'intérieur / provetta con granuli separatori siliconata internamente

PERFECT TRACEABILITY

trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE

irrompibile / incassable / infrangibile

WHITE

blanco / blanc / bianco






POLYETHYLENE

polietileno / polyéthylène / polietilene



POLYPROPYLENE

polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	TYPE	PACKAGING
	22634	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22626	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22602	16x100 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi