

Urintransfer® 60 ml

FL Medical si impegna a soddisfare i bisogni dei clienti, l'azienda si aggiorna continuamente per migliorare i prodotti e realizzare nuovi progetti. Alla base di questo nuovo prodotto ci sono i valori di FL Medical

Innovazione
Qualità
Efficienza



Le principali caratteristiche di Urintransfer® 60 ml sono

Quantità inferiore di campione

È necessaria una quantità inferiore di urina per effettuare le analisi
Il volume minimo richiesto è 15 ml
il volume massimo è 45 ml

Ottimizzazione dei costi di trasporto

Le dimensioni ridotte dei contenitori permettono di minimizzare i costi di trasporto grazie ad una maggiore quantità per scatola

Riduzione dei costi di smaltimento

La quantità ridotta di plastica utilizzata è un vantaggio sia in termini ambientali che di riduzione dei costi di smaltimento

Codice	Volume	Dimensioni dei contenitori	Confezionamento
25024	60 ml	Ø 38,2 x h 64,3 mm	sfuso 600 pz per scatola
25022	60 ml	Ø 38,2 x h 64,3 mm	confezione singola 500 pz per scatola
25025	60 ml	Ø 38,2 x h 64,3 mm	confezione singola 500 pz per scatola
25026	60 ml	Ø 38,2 x h 64,3 mm	sfuso 600 pz per scatola