


Vacuum Test Tubes


vacu^{med}



Medical technology



FLmedical



“Andare sempre oltre gli
standard è l’obiettivo che
alimenta le nostre ambizioni”.

*“Keep going beyond the
standards is the target that
feeds our motivation”.*


Vacuum Test Tubes

BLOOD COLLECTION SYSTEM



INVENTIAMO IL FUTURO

Vacumed® non è solo una provetta, ma un insieme di piccoli grandi dettagli per arrivare alla perfezione. Solo così si fa quell'innovazione che per noi significa non sentirsi mai arrivati.



WE CREATE THE FUTURE

Vacumed® is not just a test tube, but a mixture of small important details that reach perfection. This is the only way to make that innovation that gives us the feeling we are never going to stop searching.

Vacuum Test Tubes

CARATTERISTICHE
FEATURES



Sottovuoto Calibrato
Calibrated Vacuum

Cura nei dettagli
Attention to detail

Sterile
Sterile

Compatibilità estrema con i sistemi di prelievo
Extreme compatibility with blood collection systems

Massima trasparenza
Maximum transparency

Indistruttibile
Unbreakable

Compatibilità totale con gli strumenti
Total compatibility with instruments

Provette monouso di qualità senza compromessi

Disposable test tubes with uncompromising quality

La linea Vacumed rispetta le misure standard internazionali

Vacumed test tubes follow the international standard measurements.

16x100 mm



13x100 mm




13x75 mm



Vacuum Test Tubes

MATERIE PRIME
RAW MATERIALS



La materia prima utilizzata da FL Medical è di altissima qualità ed è certificata FDA. Significa che è stata riconosciuta dalla Food and Drug Administration statunitense, secondo criteri tra i più rigorosi al mondo, e che sono ormai riconosciuti come standard internazionali di qualità.

The raw materials used by FL Medical are of high quality and FDA certified. This means that they have been recognised by the US Food and Drug Administration, according to some of the world's strictest criteria and which are now acknowledged as international standards of quality.

BIIR

Bromobutile Elastomero
Bromobutyl Elastomer

PP

Polypropylene
Polypropylene

PET

Polimetilmetacrilato
Polyethylene terephthalate

Vacuum Test Tubes

GAMMA DI PRODOTTI
RANGE OF PRODUCTS

VACUMED® LITIO EPARINA,
TAPPO VERDE SCURO
VACUMED® LITHIUM HEPARIN,
DARK GREEN CAP

VACUMED® SODIO EPARINA,
TAPPO VERDE CHIARO
VACUMED® SODIUM HEPARIN,
LIGHT GREEN CAP

VACUMED® SODIO CITRATO 3,2 %,
TAPPO AZZURRO
VACUMED® SODIUM CITRATE 3,2 %,
LIGHT BLUE CAP

VACUMED® SODIO CITRATO 3,8 %,
TAPPO AZZURRO
VACUMED® SODIUM CITRATE 3,8 %,
LIGHT BLUE CAP

VACUMED® POTASSIO FLUORURO + K3
EDTA, TAPPO GRIGIO
VACUMED® POTASSIUM FLUORIDE +
K3 EDTA, GREY CAP

VACUMED® PER VES, TAPPO NERO
VACUMED® FOR ESR, BLACK CAP

VACUMED® K2 EDTA, TAPPO LAVANDA
VACUMED® K2 EDTA, LAVENDER CAP

VACUMED® K3 EDTA, TAPPO VIOLA
VACUMED® K3 EDTA, VIOLET CAP

VACUMED® ATTIVATORE DI
COAGULAZIONE, TAPPO ROSSO
VACUMED® CLOT ACTIVATOR, RED CAP

VACUMED® SENZA ADDITIVO, TAPPO
BIANCO/ROSSO
VACUMED® PLAIN, WHITE/RED CAP

VACUMED® GEL SEPARATORE +
LITIO EPARINA, TAPPO TURCHESE
VACUMED® GEL SEPARATOR +
LITHIUM HEPARIN, TURQUOISE CAP

VACUMED® GEL SEPARATORE +
K2 EDTA, TAPPO PERLA
VACUMED® GEL SEPARATOR + K2
EDTA, PEARLESCENT CAP

VACUMED® PER URINA, TAPPO GIALLO
VACUMED® URINE, YELLOW CAP

VACUMED® GRANULI SEPARATORI
+ ATTIVATORE DI COAGULAZIONE,
TAPPO MARRONE
VACUMED® GRANULES SEPARATORS +
CLOT ACTIVATOR, BROWN CAP

VACUMED® GEL SEPARATORE +
ATTIVATORE DI COAGULAZIONE,
TAPPO ROSSO/GIALLO-ORO/BLU
ELETTRICO

VACUMED® GEL SEPARATOR +
CLOT ACTIVATOR, RED/GOLDEN-
YELLOW/ELECTRIC BLUE CAP

INTERNATIONAL CODE COLOUR

Vacuum Test Tubes

ASSICURAZIONE QUALITÀ FL
FL MEDICAL QUALITY ASSURANCE

FL Medical da sempre ha voluto farsi riconoscere come leader di qualità nel settore degli articoli per laboratorio. Nel corso degli anni FL Medical, per poter continuare ad avere diritto a questo appellativo, ha dovuto inevitabilmente adeguare i propri sistemi di controllo alla continua evoluzione e crescita tecnologica e produttiva.

Ciò ha comportato sicuramente notevoli sforzi che, grazie al consolidato know how trentennale, hanno sempre trovato fino ad oggi diretto riscontro nel risultato finale offerto alla sua clientela. Ogni nostro prodotto è MADE IN ITALY.

FL Medical has always wanted to be recognized as a quality leader in the field of plastic laboratory products. Over the years, FL Medical, in order to continue to be entitled to this appellation, has had to adapt their control systems to the continuous evolution and growth of the technology and the production.

This has undoubtedly led to considerable efforts that, through thirty years of consolidated know-how as laboratory equipment manufacturer, have always resulted in the direct feedback of customers. All our products are MADE IN ITALY.



L'OBIETTIVO È IL MIGLIORAMENTO
TECNOLOGICO E L'EVOLUZIONE

*TECHNOLOGICAL IMPROVEMENT
AND EVOLUTION ARE THE MISSION*



PRESENTI SU SCALA INTERNAZIONALE
CON DISTRIBUTORI ESCLUSIVI

*INTERNATIONAL NETWORK WITH
EXCLUSIVE DISTRIBUTORS*



INNOVAZIONE CONTINUA CHE
SI BASA SU CERTEZZE DI UNA
STRUTTURA CERTIFICATA

*CONTINUOUS INNOVATION
GUARANTEED BY A CERTIFICATED
STRUCTURE*

VACUMED CON GEL 600 pz
VACUMED WITH GEL 600 pcs

13x75 mm | 13x100 mm | 16x100 mm



VACUMED SENZA GEL 1200 pz
VACUMED WITHOUT GEL 1200 pcs

13x75 mm | 13x100 mm | 16x100 mm





FL Medical Srl Unipersonale
Via Enrico Mattei, 20
35038 Torreglia (PD) - Italy
T +39 049 5211475 / 5212835
F +39 049 5212566
www.flmedical.com
www.vacumed.it
info@flmedical.com