

PROMED
DISPOSABLE
MADE IN ITALY
FLMEDICAL
MEDICAL TECHNOLOGY

"WHEN A PRODUCT IS MADE BY PEOPLE THAT BELIEVE THEIR JOB IS IMPORTANT, IT WILL BE FOR SURE A QUALITY PRODUCT"

"Cuando un producto está fabricado por personas que encuentran significado en su trabajo, inevitablemente será un producto de alta calidad"

"Quand un produit est fabriqué par personnes qui considèrent important leur travaille, sera inévitablement un produit de haute qualité"

"Quando un prodotto è fabbricato da persone che trovano importante il proprio lavoro, esso sarà inevitabilmente un prodotto di alta qualità"

Pehr G. Gyllenhammar

INDEX

ÍNDICE / INDICE / INDICE

01/ TEST TUBES

TUBOS DE ENSAYO / TUBES / PROVETTE

TEST TUBES IN POLYSTYRENE WITHOUT RIM 12
Tubos de ensayo en poliestireno sin borde / Tubes en polystyrène sans bord / Provette in polistirolo senza bordo

TEST TUBES IN POLYSTYRENE WITH RIM 16
Tubos de ensayo en poliestireno con borde / Tubes en polystyrène avec bord / Provette in polistirolo con bordo

TEST TUBES IN POLYSTYRENE WITHOUT RIM 17
Tubos de ensayo en poliestireno sin borde / Tubes en polystyrène sans bord / Provette in polistirolo senza bordo

TEST TUBES IN POLYPROPYLENE WITHOUT RIM 18
Tubos de ensayo en polipropileno sin borde / Tubes en polypropylène sans bord / Provette in polipropilene senza bordo

TEST TUBES IN POLYPROPYLENE WITH RIM 20
Tubos de ensayo en polipropileno con borde / Tubes en polypropylène avec bord / Provette in polipropilene con bordo

TEST TUBES IN POLYPROPYLENE WITHOUT RIM 21
Tubos de ensayo en polipropileno sin borde / Tubes en polypropylène sans bord / Provette in polipropilene senza bordo

TEST TUBES IN POLYSTYRENE FOR URINE 22
Tubos de ensayo en poliestireno para orina / Tubes en polystyrène pour urine / Provette in polistirolo per urina

TEST TUBES WITH CAP 24
Tubos de ensayo con tapón / Tubes avec bouchon / Provette tappate

STERILE TEST TUBES 26
Tubos de ensayo estériles / Tubes stériles / Provette sterili

CENTRIFUGE TEST TUBES 30
Tubos para centrífuga / Tubes centrifugeable / Provette per centrifuga

MICROTUBES 32
Microtubos / Cupules / Microprovette

STOPPERS FOR TEST TUBES 33
Tapones para tubos / Bouchones pour tubes / Tappi per provette

WINGED CAPS FOR TEST TUBES 35
Tapones con aletas para tubos / Capes à ailettes pour tubes / Tappi alettati per provette

PRE-ASSEMBLED TEST TUBE RACKS 36
Gradillas para tubos premontada / Racks pour tubes prèmontè / Portaprovette premontato

NOT-ASSEMBLED TEST TUBE RACKS 37
Gradillas para tubos no montadas / Racks pour tubes non montès / Portaprovette non montati

02/ BLOOD COLLECTION TUBES & SERUM SEPARATOR TUBES

TUBOS DE RECOGIDA DE SANGRE Y TUBOS SEPARADORES DE SUERO / TUBES POUR LA COLLECTION DE SANG ET TUBES POUR LA SÉPARATION DE SÉRUM / PROVETTE CON ANTICOAGULANTE E PROVETTE CON SEPARATORE DI SIERO

K2 EDTA TUBES 40
Tubos con K2 EDTA / Tubes avec K2 EDTA / Provette con K2 EDTA

K3 EDTA TUBES 41
Tubos con K3 EDTA / Tubes avec K3 EDTA / Provette con K3 EDTA

POTASSIUM FLUORIDE TUBES 44
Tubos con Fluoruro de Potasio / Tubes avec Fluorure de Potassium / Provette con Fluoruro di Potassio

LITHIUM HEPARIN TUBES 46
Tubos con Heparina de Litio / Tubes avec Héparine de Lithium / Provette con Litio Eparina

ESR SYSTEMS 48
Sistemas VSG / Systèmes pour VS / Sistemi per VES

SODIUM CITRATE TUBES FOR ESR 50
Tubos con Citrato de Sodio para VSG / Tubes avec Citrate de Sodium pour VS / Provette con Sodio Citrato per VES

SODIUM CITRATE TUBES FOR COAGULATION 53
Tubos con Citrato de Sodio para coagulación / Tubes avec Citrate de Sodium pour coagulation / Provette con Sodio Citrato per coagulazione

PAEDIATRIC TUBES 56
Tubos pediátricos / Tubes pédiatriques / Provette per prelievo pediatrico

SERUM SEPARATOR TUBES 60
Tubos separadores de suero / Tubes avec gel séparateur / Provette con separatore di siero

03/ TIPS & PIPETTES

PUNTAS Y PIPETAS / CÔNES ET PIPETTES / PUNTALI E PIPETTE

TIPS 70
Puntas / Cônes / Puntali

TIPS IN RACK 75
Puntas en rack / Cônes en boîte / Puntali in rack

PASTEUR PIPETTES 78
Pipetas Pasteur / Pasteur pipettes / Pipette Pasteur

SEROLOGICAL PIPETTES 80
Pipetas para serologia / Pipettes pour sérologie / Pipette per sierologia

04/ 

MICROBIOLOGY PRODUCTS

PRODUCTOS PARA MICROBIOLOGÍA / PRODUITS POUR MICROBIOLOGIE / PRODOTTI PER LA MICROBIOLOGIA

PETRI DISHES 84
Placas de petri / Boîtes de petri / Piastre di petri

LOOPS 94
Asas / Inoculateurs / Anse

LOOPS IN RESEALABLE EASY-OPEN BAG 96
Asas en bolsa easy-open y resellable / Inoculateurs dans un sac easy-open à ouvrir / Anse in sacchetto richiudibile easy-open

STAND FOR LOOPS IN RESEALABLE EASY-OPEN BAG 98
Soporte para asas en bolsa easy-open y resellable / Support pour anse d'inoculation dans un sac easy-open à ouvrir / Supporto per anse in sacchetto richiudibile easy-open

INOCULATION NEEDLES 99
Asas / Inoculateurs / Aghi per inoculazione

L-SHAPE SPREADERS 100
Asas a L / Étaleurs "L" / Aste a L

T-SHAPE SPREADERS 101
Asas a T / Étaleurs "T" / Aste a T

SWABS WITH COTTON TIP 102
Hisopos con punta en algodón / Ecouvillons avec pointe en coton / Tamponi con punta in cotone

SWABS WITH RAYON TIP 103
Hisopos con punta en rayón / Ecouvillons avec pointe en rayon / Tamponi con punta in rayon

SWABS WITH TRANSPORT MEDIUM 104
Hisopos con medio de transporte / Ecouvillons avec milieu de transport / Tamponi con terreno

05/ 

CONTAINERS

FRASCOS / POTS / CONTENITORI

URINE CONTAINERS 200 ML 108
Frascos 200 ml para orina / Pots 200 ml pour urine / Contenitori urina 200 ml

URINE CONTAINERS 120 ML 110
Frascos 120 ml para orina / Pots 120 ml pour urine / Contenitori urina 120 ml

URINTRANSFER® CONTAINERS 120 ML 113
Frascos Urintransfer® 120 ml / Pots Urintransfer® 120 ml / Contenitori Urintransfer® 120 ml

URINE CONTAINERS 60 ML 114
Frascos 60 ml para orina / Pots 60 ml pour urine / Contenitori urina 60 ml

URINTRANSFER® CONTAINERS 60 ML 117
Frascos Urintransfer® 60 ml / Pots Urintransfer® 60 ml / Contenitori Urintransfer® 60 ml

URINE CONTAINERS 30 ML 118
Frascos 30 ml para orina / Pots 30 ml pour urine / Contenitori urina 30 ml

FAECES CONTAINERS 60 ML 121
Frascos 60 ml para heces / Pots 60 ml pour selles / Contenitori feci 60 ml

FAECES CONTAINERS 30 ML 124
Frascos 30 ml para heces / Pots 30 ml pour selles / Contenitori feci 30 ml

FUNNEL FOR URINE TANK 24 H AND URINE CONTAINER 24 H 127
Embudo de polipropileno para tanque 24 h y frasco para orina de 24 h / Entonnoir en polypropylène pour tank 24 h et flacon pour urine 24 h / Imbuto in polipropilene per tanica 24h e contenitore 24 h

24 H URINE COLLECTION CONTAINERS 128
Frascos para orina de 24 h / Flacons pour urine de 24 h / Contenitori raccolta urine 24 h

SAFETY CONTAINERS FOR CONTAMINATED NEEDLES 131
Contenedores de seguridad para agujas contaminadas / Collecteurs de déchets pour aiguilles contaminées / Contenitori per smaltimento aghi contaminati

URINALS 132
Botellas / Urinaux / Urinali

BED PANS 133
Cuñas / Bassin de lit / Padelle

CONTAINERS IN SINGLE BOX 134
Frascos en estuche / Pots en étui / Linea farmacia

06/ 

MULTIPURPOSE STRAIGHT CONTAINERS

FRASCOS CILINDRICOS MULTIUSOS / POTS CYLINDRIQUES POLYVALENTS / CONTENITORI CILINDRICI MULTIUSO

PROTAINER® CONTAINERS 40 ML 140
Frascos Protainer® 40 ml / Pots Protainer® 40 ml / Contenitori Protainer® 40 ml

PROTAINER® CONTAINERS 60 ML 142
Frascos Protainer® 60 ml / Pots Protainer® 60 ml / Contenitori Protainer® 60 ml

PROTAINER® CONTAINERS 90 ML 144
Frascos Protainer® 90 ml / Pots Protainer® 90 ml / Contenitori Protainer® 90 ml

PROTAINER® CONTAINERS 125 ML 146
Frascos Protainer® 125 ml / Pots Protainer® 125 ml / Contenitori Protainer® 125 ml

PROTAINER® CONTAINERS 180 ML 148
Frascos Protainer® 180 ml / Pots Protainer® 180 ml / Contenitori Protainer® 180 ml

07/ 

INSTRUMENTATION PRODUCTS

PRODUCTOS PARA INSTRUMENTACIÓN / PRODUITS POUR INSTRUMENTATION / ARTICOLI PER STRUMENTAZIONE

INSTRUMENTATION PRODUCTS 152
Productos para instrumentación / Produits pour instrumentation / Articoli per strumentazione

LOOKING FORWARD:
THIS IS THE BASIC ELEMENT

Mirar hacia adelante: éste es el elemento base / Regarder de l'avant: c'est l'élément à la base / Guardare avanti: questo è l'elemento base

Research, evolution, excellence, quality. The elements behind FL Medical. Its history, that goes back more than 40 years, stems precisely from these factors, with a constant growth that has taken the company from a laboratory to a business with an international reach.

Búsqueda, evolución, excelencia, calidad. Éstos son los elementos que establecen el éxito de FL Medical. Desde estos componentes se ha generado una historia que dura desde más de 40 años, un continuo desarrollo que ha llevado a la empresa de una dimensión de laboratorio a una internacional.

Recherche, évolution, excellence, qualité. Ces sont les éléments qui ont crée le succés de FL Medical. Ces facteurs ont fait une histoire de plus de 40 ans, un constant développement qui a conduit la société de une dimension de laboratoire a une internationale.

Ricerca, evoluzione, eccellenza, qualità. Questi sono gli elementi che creano il successo di FL Medical. È da questi fattori che si è sviluppata una storia di oltre 40 anni: una crescita continua che ha portato l'azienda da un laboratorio ad una dimensione internazionale.









OUR MATERIALS: FDA CERTIFIED

Materias primas: certificadas FDA / Matières premières: certifiée FDA / I nostri materiali: certificati FDA

The raw materials used by FL Medical are of high quality and FDA certified.
This means that they have been recognised by the US Food and Drug Administration, according to some of the world's strictest criteria and which are now acknowledged as international standards of quality.

La materia prima utilizada por FL Medical es de una calidad sumamente alta y certificada por FDA. Esto significa que ha sido reconocida por la Food and Drug Administration de Estados Unidos, según criterios entre los más rigurosos en el mundo y que han sido reconocidos como estándares internacionales de calidad.

La matière première utilisée par FL Medical est de une très grande qualité et elle est cerifiée FDA. Ça veut dire que elle est reconnu par la Food and Drug Administration de Etats Unis, selon les critères les plus rigoreux dans le monde qui sont reconnu comme standards internationaux de qualité.

La materia prima utilizzata da FL Medical è di altissima qualità ed è certificata FDA. Significa che è stata riconosciuta dalla Food and Drug Administration statunitense, secondo criteri tra i più rigorosi al mondo, e che sono ormai riconosciuti come standard internazionali di qualità.

LEGEND

Leyenda / Légende / Legenda

PP
POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

PS
POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

PE
POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

PMMA
PMMA
metacrilato / mèthacrylate / metacrilato

PET
PET
PET / PET / PET

STERILITY CLASSIFICATION

Clasificación de esterilidad / Classification stérilité / Classificazione di sterilità

The sterilization methods applied to all articles produced by FL Medical are beta, gamma rays or ethylene oxide and are validated in accordance with ISO 11137-1:2015, ISO 11137-2:2015 and ISO 11135:2020 to ensure sterility assurance level (SAL) 10^{-6}

Los métodos de esterilización aplicados a todos los artículos producidos por FL Medical son de rayos beta, gamma o óxido de etileno y están validados de acuerdo con las normas ISO 11137-1:2015, ISO 11137-2:2015 e ISO 11135:2020 para garantizar sterility assurance level (SAL) 10^{-6}

Les méthodes de stérilisation appliquées à tous les articles fabriqués par FL Medical sont des rayons bêta, gamma ou oxyde d'éthylène et sont validées conformément aux normes ISO 11137-1:2015, ISO 11137-2:2015 et ISO 11135:2020 afin de garantir sterility assurance level (SAL) 10^{-6}

I metodi di sterilizzazione applicati a tutti gli articoli prodotti da FL Medical sono a raggi beta, gamma o ad ossido di etilene e sono validati in conformità alle norme ISO 11137-1:2015, alla ISO 11137-2:2015 e alla ISO 11135:2020 al fine di garantire sterility assurance level (SAL) 10^{-6}

01/

TEST TUBES

TUBOS DE ENSAYO / TUBES / PROVETTE

Medical tubes are available in polypropylene or polystyrene. Depending on the preferences or the habits of the laboratory technician, the material choice ensures either greater impact resistance or greater transparency. Furthermore, tubes come with rim or without rim and in different sizes. Relative stoppers are available in different colors and sizes either winged or standard. Even the polypropylene microtubes are available in different colors and capacities; they are graduated and designed to guarantee a perfect closure. The test tube category is completed with autoclavable test tube racks, which is the right solution for transporting and organizing the samples collected in the laboratory. Ease of use and high quality are the key features of these products that adapt to every need of laboratory technician.

Los tubos FL Medical están disponibles de polipropileno o poliestireno. La elección del material garantiza, según las preferencias o las costumbres del técnico de laboratorio, una mayor resistencia a los golpes o una mayor transparencia. Además se ofrecen en las versiones con o sin borde y en distintos tamaños. Los tapones correspondientes también están disponibles de distintos colores y tamaños, con aletas o sin ellas. También los microtubos, de polipropileno, diseñados para garantizar un cierre perfecto y graduados, pueden ser de distintos colores y capacidades. Para completar la categoría de los tubos no pueden faltar las gradillas autoclavables para tubos, la solución adecuada para el transporte y la colocación de las muestras recogidas en el laboratorio. La facilidad de uso y la gran calidad son las características fundamentales de estos productos que se adaptan a cualquier necesidad de los técnicos de laboratorio.

Les tubes FLMedical sont disponibles en polypropylène ou en polystyrène. Selon les préférences ou les habitudes du technicien de laboratoire, le choix du matériau assure soit une plus grande résistance aux chocs, soit une plus grande transparence. En outre, les tubes existent avec ou sans bord et en différentes tailles. Les bouchons relatifs sont disponibles en différentes couleurs et tailles, à ailettes ou standard. Même les microtubes en polypropylène sont disponibles en différentes couleurs et capacités; ils sont gradués et conçus pour garantir une fermeture parfaite. La catégorie des tubes à essai est complétée par des supports pour tubes à essai autoclavables, qui constituent la solution idéale pour le transport et l'organisation des échantillons collectés en laboratoire. La facilité d'utilisation et la haute qualité sont les caractéristiques clés de ces produits qui s'adaptent à tous les besoins des techniciens de laboratoire.

Le provette FL Medical sono disponibili in polipropilene o in polistirolo. La scelta del materiale assicura, a seconda delle preferenze o delle abitudini del tecnico di laboratorio, maggiore resistenza agli urti o maggiore trasparenza. Inoltre, sono offerte nelle versioni con o senza bordo ed in diverse dimensioni. I relativi tappi sono anch'essi disponibili in diversi colori e dimensioni, alettati e non alettati. Anche le microprovette, in polipropilene, progettate per garantire una chiusura perfetta e graduate, sono presenti in diversi colori e capacità. A completamento della categoria provette non possono mancare i rack portaprovette autoclavabili, la giusta soluzione per il trasporto e la disposizione dei campioni raccolti all'interno del laboratorio. Sono la facilità d'uso e l'elevata qualità le caratteristiche fondamentali di questi prodotti, che si adattano ad ogni esigenza dei tecnici di laboratorio.

MAXIMUM TRANSPARENCY

EXCELLENT RESISTANCE

TEST TUBES

GRADUATION

PRODUCTS

ACCURACY

MAXIMUM TRANSPARENCY	EXCELLENT RESISTANCE	ACCURACY OF GRADUATION	WIDE RANGE OF PRODUCTS
Máxima transparencia / Transparence maximale / Massima trasparenza	Excelente resistencia / Excellente résistance / Eccellente resistenza	Precisión de la graduación / Précision de la graduation / Accuratezza della graduazione	Amplia gama de productos / Large gamme de produits / Vasta gamma di prodotti

TEST TUBES IN POLYSTYRENE WITHOUT RIM

Tubos de ensayo en poliestireno sin borde / Tubes en polystyrène sans bord / Provette in polistirolo senza bordo



TEST TUBE CYLINDRICAL
tubo cilíndrico / tube cylindrique / provetta cilindrica

MAXIMUM TRANSPARENCY
máxima transparencia / transparence maximale / massima trasparenza

EXCELLENT RESISTANCE
excelente resistencia / excellente résistance / eccellente resistenza

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	21052	3 ml	11,5x55 mm	IN BAG OF 500 PCS en bolsa de 500 piezas / en sachet de 500 pièces / in sacchetto da 500 pz
	21050	5 ml	13x75 mm	IN BAG OF 250 PCS en bolsa de 250 piezas / en sachet de 250 pièces / in sacchetto da 250 pz
	21050B	5 ml	13x75 mm	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21030	7 ml	13x100 mm	IN BULK a granel / en vrac / sfuso



TEST TUBE CYLINDRICAL FOR R.I.A
tubo cilíndrico para R.I.A / tube cylindrique pour R.I.A / provetta cilindrica per R.I.A

MAXIMUM TRANSPARENCY
máxima transparencia / transparence maximale / massima trasparenza

EXCELLENT RESISTANCE
excelente resistencia / excellente résistance / eccellente resistenza

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	21051	3 ml	11x70 mm	IN BAG OF 250 PCS en bolsa de 250 piezas / en sachet de 250 pièces / in sacchetto da 250 pz

TEST TUBES IN POLYSTYRENE WITHOUT RIM

Tubos de ensayo en poliestireno sin borde / Tubes en polystyrène sans bord / Provette in polistirolo senza bordo



TEST TUBE CYLINDRICAL SORWALL TYPE
tubo cilíndrico tipo Sorwall / tube cylindrique type Sorwall / provetta cilindrica tipo Sorwall

MAXIMUM TRANSPARENCY
máxima transparencia / transparence maximale / massima trasparenza

EXCELLENT RESISTANCE
excelente resistencia / excellente résistance / eccellente resistenza

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	21054	5 ml	12x75 mm	IN BAG OF 250 PCS en bolsa de 250 piezas / en sachet de 250 pièces / in sacchetto da 250 pz
	21054B	5 ml	12x75 mm	IN BULK a granel / en vrac / sfuso



GRADUATED TEST TUBE
tubo graduado / tube gradué / provetta graduata

MAXIMUM TRANSPARENCY
máxima transparencia / transparence maximale / massima trasparenza

EXCELLENT RESISTANCE
excelente resistencia / excellente résistance / eccellente resistenza

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	21075	10 ml	16x100 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21076	10 ml	16x100 mm (conical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso

TEST TUBES IN POLYSTYRENE WITH RIM

Tubos de ensayo en poliestireno con borde / Tubes en polystyrène avec bord / Provette in polistirolo con bordo



GRADUATED TEST TUBE
tubo graduado / tube gradué / provetta graduata

MAXIMUM TRANSPARENCY
máxima transparencia / transparence maximale / massima trasparenza

EXCELLENT RESISTANCE
excelente resistencia / excellente résistance / eccellente resistenza

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	21057	5 ml	13x75 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21053	5 ml	12x86 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21055	10 ml	16x100 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21056	10 ml	16x100 mm (conical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso

TEST TUBES IN POLYSTYRENE WITHOUT RIM

Tubos de ensayo en poliestireno sin borde / Tubes en polystyrène sans bord / Provette in polistirolo senza bordo



HIGHER THICKNESS TEST TUBE
tubo de ensayo con espesor aumentado / tube avec épaisseur augmenté / provetta con spessore maggiorato

MAXIMUM TRANSPARENCY
máxima transparencia / transparence maximale / massima trasparenza


EXCELLENT RESISTANCE
excelente resistencia / excellente résistance / eccellente resistenza

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	21085	10 ml	16x100 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21086	10 ml	16x100 mm (conical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso

TEST TUBES IN POLYPROPYLENE WITHOUT RIM

Tubos de ensayo en polipropileno sin borde / Tubes en polypropylène sans bord / Provette in polipropilene senza bordo




TEST TUBE CYLINDRICAL
tubo cilíndrico / tube cylindrique / provetta cilindrica

EXCELLENT RESISTANCE
excelente resistencia / excellente résistance / eccellente resistenza

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	21016	3 ml	11,5x55 mm	IN BAG OF 500 PCS en bolsa de 500 piezas / en sachet de 500 pièces / in sacchetto da 500 pz
	21010	5 ml	13x75 mm	IN BAG OF 250 PCS en bolsa de 250 piezas / en sachet de 250 pièces / in sacchetto da 250 pz
	21010B	5 ml	13x75 mm	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21020	7 ml	13x100 mm	IN BULK a granel / en vrac / sfuso



TEST TUBE CYLINDRICAL SORWALL TYPE
tubo cilíndrico tipo Sorwall / tube cylindrique type Sorwall / provetta cilindrica tipo Sorwall

EXCELLENT RESISTANCE
excelente resistencia / excellente résistance / eccellente resistenza

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	21014	5 ml	12x75 mm	IN BAG OF 250 PCS en bolsa de 250 piezas / en sachet de 250 pièces / in sacchetto da 250 pz
	21014B	5 ml	12x75 mm	IN BULK a granel / en vrac / sfuso

TEST TUBES IN POLYPROPYLENE WITH RIM

Tubos de ensayo en polipropileno con borde / Tubes en polypropylène avec bord / Provette in polipropilene con bordo



GRADUATED TEST TUBE
tubo graduado / tube gradué / provetta graduata

ACCURACY OF GRADUATION
precisión de la graduación / précision de la graduation / accuratezza della graduazione


EXCELLENT RESISTANCE
excelente resistencia / excellente résistance / eccellente resistenza

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	21019	5 ml	13x75 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21013	5 ml	12x86 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21011	10 ml	16x100 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21017	10 ml	16x100 mm (conical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso

TEST TUBES IN POLYPROPYLENE WITHOUT RIM

Tubos de ensayo en polipropileno sin borde / Tubes en polypropylène sans bord / Provette in polipropilene senza bordo



GRADUATED TEST TUBE
tubo graduado / tube gradué / provetta graduata

ACCURACY OF GRADUATION
precisión de la graduación / précision de la graduation / accuratezza della graduazione

EXCELLENT RESISTANCE
excelente resistencia / excellente résistance / eccellente resistenza

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	21021	10 ml	16x100 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21027	10 ml	16x100 mm (conical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso

TEST TUBES IN POLYSTYRENE FOR URINE

Tubos de ensayo en poliestireno para orina / Tubes en polystyrène pour urine / Provette in polistirolo per urina



TEST TUBE CONICAL
tubo cónico / tube conique / provetta conica

WIDE MOUTH
embocadura ancha / large embouchure / imboccatura larga

GRADUATED
graduado / gradué / graduata

MAXIMUM TRANSPARENCY
máxima transparencia / transparence maximale / massima trasparenza

EXCELLENT RESISTANCE
excelente resistencia / excellente résistance / eccellente resistenza

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
25062	12 ml	17x105 mm	IN BULK a granel / en vrac / sfuso



TEST TUBE CONICAL WITH BOTTOM FOR SEDIMENT COLLECTION
tubo cónico con fondo especial para la recolección de sedimentos / tube conique avec puisard pour le sédiment / provetta conica con pozzetto per raccolta sedimento

WIDE MOUTH
embocadura ancha / large embouchure / imboccatura larga

GRADUATED
graduado / gradué / graduata

MAXIMUM TRANSPARENCY
máxima transparencia / transparence maximale / massima trasparenza

EXCELLENT RESISTANCE
excelente resistencia / excellente résistance / eccellente resistenza

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
25067	12 ml	17x105 mm	IN BULK a granel / en vrac / sfuso

TEST TUBES WITH CAP

Tubos de ensayo con tapón / Tubes avec bouchon / Provette tappate



TEST TUBE CYLINDRICAL
tubo cilíndrico / tube cylindrique / provetta cilindrica

MAXIMUM TRANSPARENCY
máxima transparencia / transparence maximale / massima trasparenza

EXCELLENT RESISTANCE
excelente resistencia / excellente résistance / eccellente resistenza

WHITE
blanco / blanc / bianco

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	21207	4 ml	13x75 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21211	5 ml	12x86 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21213	10 ml	16x100 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21214	10 ml	16x100 mm (conical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso



TEST TUBE CYLINDRICAL
tubo cilíndrico / tube cylindrique / provetta cilindrica

EXCELLENT RESISTANCE
excelente resistencia / excellente résistance / eccellente resistenza

WHITE
blanco / blanc / bianco

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	21206	4 ml	13x75 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21202	5 ml	12x86 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21204	10 ml	16x100 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21205	10 ml	16x100 mm (conical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso

STERILE TEST TUBES

Tubos de ensayo estériles / Tubes stériles / Provette sterili



TEST TUBE CYLINDRICAL
tubo cilíndrico / tube cylindrique / provetta cilindrica

MAXIMUM TRANSPARENCY
máxima transparencia / transparence maximale / massima trasparenza

EXCELLENT RESISTANCE
excelente resistencia / excellente résistance / eccellente resistenza

STERILE
estéril / stérile / sterile

RED
rojo / rouge / rosso

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	21159	4 ml	13x75 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21153	5 ml	12x86 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21152	10 ml	16x100 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21155	10 ml	16x100 mm (conical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso



TEST TUBE CYLINDRICAL
tubo cilíndrico / tube cylindrique / provetta cilindrica

EXCELLENT RESISTANCE
excelente resistencia / excellente résistance / eccellente resistenza

STERILE
estéril / stérile / sterile

RED
rojo / rouge / rosso

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	21158	4 ml	13x75 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21151	5 ml	12x86 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21150	10 ml	16x100 mm (cylindrical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	21154	10 ml	16x100 mm (conical)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso

STERILE TEST TUBES

Tubos de ensayo estériles / Tubes stériles / Provette sterili



TEST TUBE CYLINDRICAL
tubo cilíndrico / tube cylindrique / provetta cilindrica

MAXIMUM TRANSPARENCY
máxima transparencia / transparence maximale / massima trasparenza

EXCELLENT RESISTANCE
excelente resistencia / excellente résistance / eccellente resistenza

STERILE
estéril / stérile / sterile

RED
rojo / rouge / rosso

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	25091	12 ml	16x100 mm (cylindrical)	INDIVIDUALLY WRAPPED embalado individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25092	12 ml	16x100 mm (conical)	INDIVIDUALLY WRAPPED embalado individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo



TEST TUBE CYLINDRICAL
tubo cilíndrico / tube cylindrique / provetta cilindrica

EXCELLENT RESISTANCE
excelente resistencia / excellente résistance / eccellente resistenza

STERILE
estéril / stérile / sterile

RED
rojo / rouge / rosso

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	25095	12 ml	16x100 mm (cylindrical)	INDIVIDUALLY WRAPPED embalado individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25096	12 ml	16x100 mm (conical)	INDIVIDUALLY WRAPPED embalado individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

CENTRIFUGE TEST TUBES

Tubos para centrífuga / Tubes centrifugeable / Provette per centrifuga




TEST TUBE CONICAL
tubo cónico / tube conique / provetta conica


GRADUATED
graduado / graduè / graduata

WITH WRITING AREA
banda mate / surface d'écriture / superficie di scrittura

POLYETHYLENE SCREW CAP
tapa de rosca en polietileno / bouchon à vis en polyéthylène / tappo a vite in polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	STERILITY	TYPE	PACKAGING
	21408	NOT STERILE no estéril / non stérile / non sterile	17x120 mm - 15 ml (light blue)	BAG OF 50 PIECES bolsa de 50 piezas / en sachet de 50 pièces / sacchetto da 50 pezzi
	21409	STERILE estéril / stérile / sterile	17x120 mm - 15 ml (red)	BAG OF 50 PIECES bolsa de 50 piezas / en sachet de 50 pièces / sacchetto da 50 pezzi
	21410	STERILE estéril / stérile / sterile	17x120 mm - 15 ml (red)	INDIVIDUALLY WRAPPED embalado individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	21401	NOT STERILE no estéril / non stérile / non sterile	30x115 mm - 50 ml (light blue)	BAG OF 25 PIECES bolsa de 25 piezas / en sachet de 25 pièces / sacchetto da 25 pezzi
	21402	STERILE estéril / stérile / sterile	30x115 mm - 50 ml (red)	BAG OF 25 PIECES bolsa de 25 piezas / en sachet de 25 pièces / sacchetto da 25 pezzi
	21400	STERILE estéril / stérile / sterile	30x115 mm - 50 ml (red)	INDIVIDUALLY WRAPPED embalado individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo



TEST TUBE CONICAL WITH SELF-STANDING BASE
tubo cónico con base de apoyo / tube conique avec jupe autostable / provetta conica con base d'appoggio

GRADUATED
graduado / graduè / graduata

WITH WRITING AREA
banda mate / surface d'écriture / superficie di scrittura

POLYETHYLENE SCREW CAP
tapa de rosca en polietileno / bouchon à vis en polyéthylène / tappo a vite in polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	STERILITY	TYPE	PACKAGING
	21403	NOT STERILE no estéril / non stérile / non sterile	30x115 mm - 50 ml (light blue)	BAG OF 25 PIECES bolsa de 25 piezas / en sachet de 25 pièces / sacchetto da 25 pezzi
	21404	STERILE estéril / stérile / sterile	30x115 mm - 50 ml (red)	BAG OF 25 PIECES bolsa de 25 piezas / en sachet de 25 pièces / sacchetto da 25 pezzi
	21405	STERILE estéril / stérile / sterile	30x115 mm - 50 ml (red)	INDIVIDUALLY WRAPPED embalado individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

MICROTUBES

Microtubos / Cupules / Microprovette



MICROTUBE
microtubo / cupule / microprovetta

GRADUATED
graduado / graduè / graduata

ONE-HANDED USAGE
utilización con una sola mano / utilisation à une main / utilizzo con una sola mano

FLAT CAP
tapón plano / bouchon plat / tappo piano

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY
	23053	1,5 ml (conical, neutral)
	23054	1,5 ml (conical, pink)
	23055	1,5 ml (conical, yellow)
	23057	1,5 ml (conical, blue)
	23058	1,5 ml (conical, green)

	CODE	CAPACITY
	23056	0,5 ml (conical, neutral)
	23073	2 ml (cylindrical, neutral)

STOPPERS FOR TEST TUBES

Tapones para tubos / Bouchones pour tubes / Tappi per provette



STOPPER FOR URINE TEST TUBES 12 ML IN POLYETHYLENE WITH SANITARY GRIP (CODE 25062 AND 25067)
tapón con agarre higiénico para tubos de orina (art. 25062 y 25067)/ bouchon avec préhension hygiénique pour tubes pour urine (art. 25062 et 25067) / tappo a presa igienica per provette urina (art. 25062 e 25067)

EXCELLENT RESISTANCE
excelente resistencia / excellente résistance / eccellente resistenza

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

	CODE	TYPE	PACKAGING
	25069	Ø 13 mm (blue)	BAG OF 500 PIECES bolsa de 500 piezas / en sachet de 500 pièces / in sacchetto da 500 pezzi
	25072	Ø 13 mm (yellow)	BAG OF 500 PIECES bolsa de 500 piezas / en sachet de 500 pièces / in sacchetto da 500 pezzi

STOPPERS FOR TEST TUBES

Tapones para tubos / Bouchons pour tubes / Tappi per provette



STOPPER
tapón / bouchon / tappo

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

	CODE	TYPE
	21301	Ø 12-13 mm (white)
	21302	Ø 12-13 mm (light blue)
	21303	Ø 12-13 mm (blue)
	21305	Ø 12-13 mm (dark green)
	21307	Ø 12-13 mm (yellow)
	21309	Ø 12-13 mm (red)

	CODE	TYPE
	21321	Ø 16 mm (white)
	21322	Ø 16 mm (light blue)
	21323	Ø 16 mm (blue)
	21325	Ø 16 mm (dark green)
	21327	Ø 16 mm (yellow)
	21329	Ø 16 mm (red)

WINGED CAPS FOR TEST TUBES

Tapones con aletas para tubos / Capes à ailettes pour tubes / Tappi alettati per provette




WINGED CAP
tapón con aletas / cape à ailettes / tappo alettato

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

	CODE	TYPE
	21341	Ø 12 mm (neutral)
	21342	Ø 12 mm (white)
	21343	Ø 12 mm (light blue)
	21344	Ø 12 mm (blue)
	21345	Ø 12 mm (dark green)
	21346	Ø 12 mm (yellow)
	21347	Ø 12 mm (red)


	CODE	TYPE
	21351	Ø 13 mm (neutral)
	21352	Ø 13 mm (white)
	21353	Ø 13 mm (light blue)
	21354	Ø 13 mm (blue)
	21355	Ø 13 mm (dark green)
	21356	Ø 13 mm (yellow)
	21357	Ø 13 mm (red)

	CODE	TYPE
	21361	Ø 16 mm (neutral)
	21362	Ø 16 mm (white)
	21363	Ø 16 mm (light blue)
	21364	Ø 16 mm (blue)
	21365	Ø 16 mm (dark green)
	21366	Ø 16 mm (yellow)
	21367	Ø 16 mm (red)




PRE-ASSEMBLED TEST TUBE RACKS

Gradillas para tubos premontadas / Racks pour tubes prèmontès / Portaprovette premontati










RACK FOR TEST TUBES
gradilla para tubos / portoir pour tubes / portaprovette


AUTOCLAVABLE
autoclavable / autoclavable / autoclavabile



POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene


	CODE	COMPATIBILITY	CAPACITY
	27155	test tubes Ø 12 and 13 mm (white)	90 places
	27151	test tubes Ø 12 and 13 mm (yellow)	90 places
	27152	test tubes Ø 12 and 13 mm (green)	90 places
	27153	test tubes Ø 12 and 13 mm (pink)	90 places
	27154	test tubes Ø 12 and 13 mm (light blue)	90 places

	CODE	COMPATIBILITY	CAPACITY
	27156	test tubes Ø 16 mm (white)	60 places
	27157	test tubes Ø 16 mm (yellow)	60 places
	27158	test tubes Ø 16 mm (green)	60 places
	27159	test tubes Ø 16 mm (pink)	60 places
	27160	test tubes Ø 16 mm (light blue)	60 places




NOT-ASSEMBLED TEST TUBE RACKS

Gradillas para tubos no montadas / Racks pour tubes non montès / Portaprovette non montati













RACK FOR TEST TUBES
gradilla para tubos / portoir pour tubes / portaprovette

AUTOCLAVABLE
autoclavable / autoclavable / autoclavabile



POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	COMPATIBILITY	CAPACITY
	27145	test tubes Ø 12 and 13 mm (white)	90 places
	27141	test tubes Ø 12 and 13 mm (yellow)	90 places
	27142	test tubes Ø 12 and 13 mm (green)	90 places
	27143	test tubes Ø 12 and 13 mm (pink)	90 places
	27144	test tubes Ø 12 and 13 mm (light blue)	90 places

	CODE	COMPATIBILITY	CAPACITY
	27146	test tubes Ø 16 mm (white)	60 places
	27147	test tubes Ø 16 mm (yellow)	60 places
	27148	test tubes Ø 16 mm (green)	60 places
	27149	test tubes Ø 16 mm (pink)	60 places
	27150	test tubes Ø 16 mm (light blue)	60 places

02/

BLOOD COLLECTION TUBES & SERUM SEPARATOR TUBES

TUBOS DE RECOGIDA DE SANGRE Y TUBOS SEPARADORES DE SUERO / TUBES POUR LA COLLECTION DE SANG ET TUBES POUR LA SÉPARATION DE SÉRUM / PROVETTE CON ANTICOAGULANTE E PROVETTE CON SEPARATORE DI SIERO

Anticoagulant and Serum separator tubes line includes a wide range of products with different sizes and materials. K2-EDTA and K3-EDTA tubes are intended for hematological testing, while Potassium Fluoride tubes are intended for glucose estimation. Lithium Heparin tubes are suitable for plasma analysis. Sodium citrate tubes are used for coagulation tests. "Sedi-Rate" system, consisting of a graduated pipette and a polypropylene tube, is suitable for calculating the erythrocyte sedimentation rate. Paediatric collection tubes with a reduced blood volume are also available with K2-EDTA and K3-EDTA, Lithium Heparin and Separator Gel. Tubes for serum separation are available with gel, with granules or only with coagulation activator. These tubes are made of polypropylene or PMMA. PMMA stands out for its maximum transparency, very similar to glass.

La línea de tubos con anticoagulante y separador de suero comprende una vasta gama de productos con diferentes medidas y materiales. Los tubos con EDTA K2 y K3 están destinados a las pruebas de hematología. Por otro lado los tubos con fluoruro de potasio están destinados a determinar la glucosa. Para los análisis de plasma resultan indicados los tubos con heparina de litio. Los tubos con citrato de sodio se utilizan para pruebas de coagulación. El sistema "Sedi-Rate", formado por una pipeta graduada y un tubo de polipropileno, es apropiado para calcular la velocidad de eritrosedimentación. También están disponibles los tubos para extracción pediátrica con un volumen de sangre reducido, con EDTA K2 y K3, heparina de litio y gel separador. Los tubos para separar el suero están disponibles con gel, con gránulos y sólo con activador de la coagulación. Los materiales utilizados para estos tubos son polipropileno o PMMA. El último se caracteriza por su máxima transparencia, es muy similar al vidrio.

La gamme de tubes anticoagulants et de tubes séparateurs de sérum comprend un large éventail de produits de tailles et de matériaux différents. Les tubes K2-EDTA et K3-EDTA sont destinés aux tests hématologiques, tandis que les tubes de fluorure de potassium sont destinés à l'estimation du glucose. Les tubes d'héparine de lithium sont adaptés à l'analyse du plasma. Les tubes de citrate de sodium sont utilisés pour les tests de coagulation. Le système "Sedi-Rate", composé d'une pipette graduée et d'un tube en polypropylène, est adapté au calcul de la vitesse de sédimentation des érythrocytes. Les tubes de prélèvement pédiatriques à volume sanguin réduit sont également disponibles avec K2-EDTA et K3-EDTA, héparine de lithium et gel séparateur.Les tubes pour la séparation du sérum sont disponibles avec du gel, avec des granulés ou seulement avec un activateur de coagulation. Ces tubes sont fabriqués en polypropylène ou en PMMA. Le PMMA se distingue par sa transparence maximale,très similaire au verre.

La linea delle provette con anticoagulante e con separatore di siero comprende una vasta gamma di prodotti in diverse misure e materiali. Le provette con EDTA K2 e K3 sono destinate agli esami ematologici. Le provette con potassio fluoruro sono invece destinate alla determinazione del glucosio. Per le analisi sul plasma sono indicate le provette con litio eparina. Le provette con sodio citrato vengono invece utilizzate per esami di coagulazione. Il sistema "Sedi-Rate" composto da pipetta graduata e provetta è adatto per il calcolo della velocità di eritrosedimentazione. Sono disponibili anche le provette per prelievo pediatrico con un ridotto volume di sangue, con EDTA K2 e K3, Litio Eparina e con gel separatore. Le provette per la separazione del siero sono disponibili con gel, con granuli oppure solo con attivatore della coagulazione. I materiali utilizzati per queste provette sono il polipropilene oppure il PMMA. Quest'ultimo si distingue per la massima trasparenza, molto simile al vetro.



PERFECT TRACEABILITY	UNBREAKABLE	USER FRIENDLY	OPTIMAL TRANSPARENCY
Trazabilidad perfecta / Traçabilité parfaite / Tracciabilità perfetta	Irrompible / Incassable / Infrangibile	Fácil de usar / Facile à utiliser / Facile utilizzo	Óptima transparencia / Transparence optimal / Ottima trasparenza

K2 EDTA TUBES

Tubos con K2 EDTA / Tubes avec K2 EDTA / Provette con K2 EDTA



TEST TUBE WITH K2 EDTA
tubo con K2 EDTA / tube avec K2 EDTA / provetta con K2 EDTA

PERFECT TRACEABILITY
trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

LIGHT GREEN
verde claro / vert clair / verde chiaro

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	22056	2,5 ml	12x56 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22058	2,5 ml	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22055	2,5 ml	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22054	5 ml	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi

K3 EDTA TUBES

Tubos con K3 EDTA / Tubes avec K3 EDTA / Provette con K3 EDTA



TEST TUBE WITH K3 EDTA
tubo con K3 EDTA / tube avec K3 EDTA / provetta con K3 EDTA







PERFECT TRACEABILITY
trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

DARK GREEN
verde oscuro / vert foncé / verde scuro

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	22107	2,5 ml	12x56 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22104	2,5 ml	16x60 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22109	2,5 ml	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22115	3 ml	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22116	4 ml	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22106	2,5 ml	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22105	5 ml	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi

K3 EDTA TUBES

Tubos con K3 EDTA / Tubes avec K3 EDTA / Provette con K3 EDTA



TEST TUBE WITH K3 EDTA
tubo con K3 EDTA / tube avec K3 EDTA / provetta con K3 EDTA


PERFECT TRACEABILITY
trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

VIOLET
violeta / violet / viola

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	32107	2,5 ml	12x56 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32104	2,5 ml	16x60 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32109	2,5 ml	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32115	3 ml	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32116	4 ml	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32105	5 ml	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi



TEST TUBE WITH K3 EDTA PIERCEABLE CAP
tubo con K3 EDTA tapón perforable / tube avec K3 EDTA bouchon perforable / provetta con K3 EDTA tappo perforabile

PERFECT TRACEABILITY
trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

RUBBER
goma / caoutchouc / gomma

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	22124	2 ml	13x75 mm (violet)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22125	3 ml	13x75 mm (violet)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22134	2 ml	13x75 mm (green)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22135	3 ml	13x75 mm (green)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi

POTASSIUM FLUORIDE TUBES

Tubos con Fluoruro de Potasio / Tubes avec Fluorure de Potassium / Provette con Fluoruro di Potassio



TEST TUBE WITH POTASSIUM FLUORIDE
tubo con Fluoruro de Potasio / tube avec Fluorure de Potassium / provetta con Fluoruro di Potassio

PERFECT TRACEABILITY
trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta


UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

ORANGE
naranja / orange / arancione

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	22156	2,5 ml	12x56 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22157	2,5 ml	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22158	3 ml	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22155	2,5 ml	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22154	5 ml	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi



TEST TUBE WITH POTASSIUM FLUORIDE
tubo con Fluoruro de Potasio / tube avec Fluorure de Potassium / provetta con Fluoruro di Potassio



PERFECT TRACEABILITY
trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

GREY
gris / gris / grigio

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	32156	2,5 ml	12x56 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32157	2,5 ml	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32158	3 ml	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32161	4 ml	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi

LITHIUM HEPARIN TUBES

Tubos con Heparina de Litio / Tubes avec Héparine de Lithium / Provette con Litio Eparina



TEST TUBE WITH LITHIUM HEPARIN
tubo con Heparina de Litio / tube avec Héparine de Lithium / provetta con Litio Eparina

PERFECT TRACEABILITY
trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

BLUE
azul / bleu / blu

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	22306	2,5 ml	12x56 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22312	2,5 ml	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22316	4 ml	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22305	2,5 ml	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22304	5 ml	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi



TEST TUBE WITH LITHIUM HEPARIN
tubo con Heparina de Litio / tube avec Héparine de Lithium / provetta con Litio Eparina

PERFECT TRACEABILITY
trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

DARK GREEN
verde oscuro / vert foncé / verde scuro


POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	32306	2,5 ml	12x56 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32312	2,5 ml	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32314	3 ml	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32316	4 ml	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32304	5 ml	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi

ESR SYSTEMS

Sistemas VSG / Systèmes pour VS / Sistemi per VES




SEDI-RATE RACK WITH 10 NUMBERED PLACES
Sedi-Rate gradilla con 10 puestos numerados / Sedi-Rate portoir à 10 places numérotées / supporto Sedi-Rate a 10 posti numerati

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

CODE	CAPACITY	TYPE
50336	10 places	Sedi-Rate



TAKIVES RACK WITH 10 NUMBERED PLACES
Takives gradilla con 10 puestos numerados / Takives portoir à 10 places numérotées / supporto Takives a 10 posti numerati

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

ABS
ABS / ABS / ABS

CODE	CAPACITY	TYPE
50320	10 places	Takives



SEDI-RATE PIPETTE
pipeta Sedi-Rate / pipette Sedi-Rate / pipetta Sedi-Rate

GRADUATED FROM 0 TO 180 MM
graduada de 0 a 180 mm / gradué de 0 à 180 mm / graduata da 0 a 180 mm

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

CODE	TYPE
50334	Sedi-Rate



TAKIVES IN GLASS PIPETTE WITH AUTOMATIC ASPIRATOR
pipeta Takives en vidrio con aspirador automático / pipette Takives en verre avec aspirateur automatique / pipetta Takives in vetro con aspiratore automatico

GRADUATED FROM 0 TO 180 MM
graduada de 0 a 180 mm / gradué de 0 à 180 mm / graduata da 0 a 180 mm

GLASS
vidrio / verre / vetro

CODE	TYPE
50315	Takives

SODIUM CITRATE TUBES FOR ESR

Tubos con Citrato de Sodio para VSG / Tubes avec Citrate de Sodium pour VS / Provette con Sodio Citrato per VES



SEDI-RATE TEST TUBE WITH 0,2 ML OF SODIUM CITRATE (3,8%) X 0,8 ML OF BLOOD (ESR)
tubo Sedi-Rate con 0,2 ml de Citrato de Sodio (3,8%) x 0,8 ml de sangre (VSG) / Sedi-Rate tube avec 0,2 ml de Citrate de Sodium (3,8 %) x 0,8 ml de sang (VS) / provetta Sedi-Rate con 0,2 ml di Sodio Citrato (3,8%) x 0,8 ml di sangue (VES)

PERFECT TRACEABILITY
trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

PINK
rosa / rose / rosa



POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
50335	0,8 ml	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi



TEST TUBE WITH 0,25 ML OF SODIUM CITRATE (3,8%) X 1 ML OF BLOOD (ESR) AND 2,25 ML OF BLOOD (COAGULATION)
tubo con 0,25 ml de Citrato de Sodio (3,8%) x 1 ml de sangre (VSG) y 2,25 ml de sangre (Coagulación) / tube avec 0,25 ml de Citrate de Sodium (3,8 %) x 1 ml de sang (VS) y 2,25 ml de sang (Coagulation) / provetta con 0,25 ml di Sodio Citrato (3,8%) x 1 ml di sangue (VES) e 2,25 ml di sangue (Coagulazione)

PERFECT TRACEABILITY
trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

PINK
rosa / rose / rosa




POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	22213	1 ml x ESR 2,25 ml x COAGULATION	12x56 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22218	1 ml x ESR 2,25 ml x COAGULATION	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22210	1 ml x ESR 2,25 ml x COAGULATION	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi

SODIUM CITRATE TUBES FOR ESR

Tubos con Citrato de Sodio para VSG / Tubes avec Citrate de Sodium pour VS / Provette con Sodio Citrato per VES



TEST TUBE WITH 0,4 ML OF SODIUM CITRATE (3,8%) X 1,6 ML OF BLOOD (ESR)

tubo con 0,4 ml de Citrato de Sodio (3,8%) x 1,6 ml de sangre (VSG) / tube avec 0,4 ml de Citrate de Sodium (3,8 %) x 1,6 ml de sang (VS) / provetta con 0,4 ml di Sodio Citrato (3,8%) x 1,6 ml di sangue (VES)

PERFECT TRACEABILITY

trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE

irrompible / incassable / infrangibile

POLYETHYLENE

polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE

polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	22212	1,6 ml x ESR	12x56 mm (pink)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22257	1,6 ml x ESR	13x75 mm (pink)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22209	1,6 ml x ESR	12x86 mm (pink)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32267	1,6 ml x ESR	13x75 mm (black)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi

SODIUM CITRATE TUBES FOR COAGULATION

Tubos con Citrato de Sodio para Coagulación / Tubes avec Citrate de Sodium pour Coagulation / Provette con Sodio Citrato per Coagulazione



TEST TUBE WITH SODIUM CITRATE FOR COAGULATION

tubo con Citrato de Sodio para Coagulación / tube avec Citrate de Sodium pour Coagulation / provetta con Sodio Citrato per Coagulazione

PERFECT TRACEABILITY

trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE

irrompible / incassable / infrangibile

YELLOW



amarillo / jaune / giallo

POLYETHYLENE

polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE

polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	22259	0,25 ml of Sodium x 2,25 ml of blood	12x56 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22248	0,25 ml of Sodium x 2,25 ml of blood	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22250	0,4 ml of Sodium x 3,6 ml of blood	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22260	0,25 ml of Sodium x 2,25 ml of blood	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22255	0,4 ml of Sodium x 3,6 ml of blood	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22254	0,5 ml of Sodium x 4,5 ml of blood	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi

SODIUM CITRATE TUBES FOR COAGULATION

Tubos con Citrato de Sodio para Coagulación / Tubes avec Citrate de Sodium pour Coagulation / Provette con Sodio Citrato per Coagulazione



TEST TUBE WITH SODIUM CITRATE FOR COAGULATION
tubo con Citrato de Sodio para Coagulación / tube avec Citrate de Sodium pour Coagulation / provetta con Sodio Citrato per Coagulazione


PERFECT TRACEABILITY
trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

BLUE
azul / bleu / blu

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	22220	0,35 ml of Sodium x 3,15 ml of blood x ACL 2000-7000-9000	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32218	0,25 ml of Sodium x 2,25 ml of blood	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32247	0,3 ml of Sodium x 2,7 ml of blood	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32250	0,4 ml of Sodium x 3,6 ml of blood	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32210	0,25 ml of Sodium x 2,25 ml of blood	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32254	0,5 ml of Sodium x 4,5 ml of blood	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi



TEST TUBE WITH 0,2 ML OF SODIUM CITRATE (3,2%) X 1,8 ML OF BLOOD (COAGULATION), PIERCEABLE CAP
tubo con 0,2 ml de Citrato de Sodio (3,2%) x 1,8 ml de sangre (Coagulación), tapón perforable / tube avec 0,2 ml de Citrate de Sodium (3,2%) x 1,8 ml de sang (Coagulation), bouchon perforable / provetta con 0,2 ml di Sodio Citrato (3,2%) x 1,8 ml di sangue (Coagulazione), tappo perforabile

PERFECT TRACEABILITY
trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

LIGHT BLUE
azul claro / bleu clair / azzurro

RUBBER
goma / caoutchouc / gomma

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
32145	0,2 ml of Sodium x 1,8 ml of blood	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi

PAEDIATRIC TUBES

Tubos pediátricos / Tubes pédiatriques / Provette per prelievo pediatrico



TEST TUBE WITH K2 EDTA X 1 ML OF BLOOD
tubo con K2 EDTA x 1 ml de sangre / tube avec K2 EDTA x 1 ml de sang / provetta con K2 EDTA x 1 ml di sangue

PERFECT TRACEABILITY
trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	22057	1 ml	12x56 mm (light green)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32057	1 ml	12x56 mm (lavender)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi




TEST TUBE WITH K3 EDTA
tubo con K3 EDTA / tube avec K3 EDTA / provetta con K3 EDTA

PERFECT TRACEABILITY
trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	22108	1 ml	12x56 mm (dark green)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32108	1 ml	12x56 mm (violet)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22122	1,5 ml (rubber cap)	13x75 mm (violet)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi

PAEDIATRIC TUBES

Tubos pediátricos / Tubes pédiatriques / Provette per prelievo pediatrico



TEST TUBE WITH LITHIUM HEPARIN X 1 ML OF BLOOD
tubo con Heparina de Litio x 1 ml de sangre /
tube avec Héparine de Lithium x 1 ml de sang /
provetta con Litio Eparina x 1 ml di sangue

PERFECT TRACEABILITY
trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite /
tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène /
polipropilene

	CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
	22307	1 ml	12x56 mm (blue)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32307	1 ml	12x56 mm (dark green)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi



TEST TUBE WITH 0,1 ML OF SODIUM CITRATE (3,8%) X 0,9 ML OF BLOOD (COAGULATION)
tubo con 0,1 ml de Citrato de Sodio (3,8%) x 0,9 ml de sangre (Coagulación) / tube avec 0,1 ml de Citrate de Sodium (3,8%) x 0,9 ml de sang (Coagulation) / provetta con 0,1 ml di Sodio Citrato (3,8%) x 0,9 ml di sangue (Coagulazione)

PERFECT TRACEABILITY
trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite /
tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

YELLOW
amarillo / jaune / giallo

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène /
polipropilene

CODE	CAPACITY	TYPE	PACKAGING
22239	0,9 ml	12x56 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi

SERUM SEPARATOR TUBES

Tubos separadores de suero / Tubes avec séparateur de sérum / Provette con separatore di siero



TEST TUBE WITH GEL SEPARATOR AND CLOT ACTIVATOR SILICONE COATED INTERIOR

tubo con gel separador y activador de la coagulación interior recubierto de silicona / tube avec gel separateur et activateur de la coagulation silicone à l'intérieur / provetta con gel separatore e acceleratore della coagulazione siliconata internamente

PERFECT TRACEABILITY

trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE

irrompible / incassable / infrangibile

RED

rojo / rouge / rosso

POLYETHYLENE

polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE

polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	TYPE	PACKAGING
	22744	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22734	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22702	16x100 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi



TEST TUBE WITH GEL SEPARATOR AND CLOT ACTIVATOR

tubo con gel separador y activador de la coagulación / tube avec gel separateur et activateur de la coagulation / provetta con gel separatore e acceleratore della coagulazione

PERFECT TRACEABILITY

trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE

irrompible / incassable / infrangibile

POLYETHYLENE

polietileno / polyéthylène / polietilene

PMMA

metacrilato / méthacrylate / metacrilato

	CODE	TYPE	PACKAGING
	22742	13x75 mm (red)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22732	12x86 mm (red)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22722	16x100 mm (red)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22842	13x75 mm (brown)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22832	12x86 mm (brown)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22822	16x100 mm (brown)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi

SERUM SEPARATOR TUBES

Tubos separadores de suero / Tubes avec séparateur de sérum / Provette con separatore di siero



TEST TUBE WITH GRANULES SEPARATORS
SILICONE COATED INTERIOR
tubo con gránulos separadores interior recubierto de silicona / tube avec granules séparateurs silicone à l'intérieur / provetta con granuli separatori siliconata internamente

PERFECT TRACEABILITY
trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

WHITE
blanco / blanc / bianco

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	TYPE	PACKAGING
	22634	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22626	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22602	16x100 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi



TEST TUBE WITH GRANULES SEPARATORS
tubo con gránulos separadores / tube avec granules séparateurs / provetta con granuli separatori

PERFECT TRACEABILITY
trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

WHITE
blanco / blanc / bianco

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

PMMA
metacrilato / méthacrylate / metacrilato

	CODE	TYPE	PACKAGING
	22632	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22624	12x86 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22622	16x100 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi

SERUM SEPARATOR TUBES

Tubos separadores de suero / Tubes avec séparateur de sérum / Provette con separatore di siero



TEST TUBE WITH GRANULES SEPARATORS AND CLOT ACTIVATOR SILICONE COATED INTERIOR

tubo con gránulos separadores y activador de la coagulación interior recubierto de silicona / tube avec granules séparateurs et activateur de la coagulation silicone à l'intérieur / provetta con granuli separatori e acceleratore della coagulazione siliconata internamente

PERFECT TRACEABILITY

trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE

irrompible / incassable / infrangibile

POLYETHYLENE

polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE

polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	TYPE	PACKAGING
	22684	13x75 mm (light blue)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22676	12x86 mm (light blue)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22652	16x100 mm (light blue)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32684	13x75 mm (red)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32676	12x86 mm (red)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32652	16x100 mm (red)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi



TEST TUBE WITH GRANULES SEPARATORS AND CLOT ACTIVATOR

tubo con gránulos separadores y activador de la coagulación / tube avec granules séparateurs et activateur de la coagulation / provetta con granuli separatori e acceleratore della coagulazione

PERFECT TRACEABILITY

trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE


irrompible / incassable / infrangibile

POLYETHYLENE

polietileno / polyéthylène / polietilene

PMMA

metacrilato / méthacrylate / metacrilato

	CODE	TYPE	PACKAGING
	22682	13x75 mm (light blue)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22674	12x86 mm (light blue)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22672	16x100 mm (light blue)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32682	13x75 mm (red)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32674	12x86 mm (red)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	32672	16x100 mm (red)	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi

SERUM SEPARATOR TUBES

Tubos separadores de suero / Tubes avec séparateur de sérum / Provette con separatore di siero



TEST TUBE WITH CLOT ACTIVATOR SILICONE COATED INTERIOR
tubo con activador de la coagulación interior recubierto de silicona / tube avec activateur de la coagulation silicone à l'intérieur / provetta con attivatore della coagulazione siliconata internamente

---

PERFECT TRACEABILITY
trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

RED
rojo / rouge / rosso

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	TYPE	PACKAGING
	22942	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22922	16x100 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi



TEST TUBE WITH CLOT ACTIVATOR
tubo con activador de la coagulación / tube avec activateur de la coagulation / provetta con attivatore della coagulazione

---

PERFECT TRACEABILITY
trazabilidad perfecta / traçabilité parfaite / tracciabilità perfetta

UNBREAKABLE
irrompible / incassable / infrangibile

RED
rojo / rouge / rosso

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

PMMA
metacrilato / méthacrylate / metacrilato

	CODE	TYPE	PACKAGING
	22952	13x75 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi
	22932	16x100 mm	RACK OF 50 PIECES Rack de 50 piezas / en portoir de 50 pièces / in rack da 50 pezzi

03/

TIPS & PIPETTES

PUNTAS Y PIPETAS / CÔNES ET PIPETTES / PUNTALI E PIPETTE

FL Medical tips are compatible with most micropipettes in the market, including Eppendorf, Gilson, Socorex, Oxford, Biohit, HTL, MLA and Nichiryo, single or multichannel micropipettes and they are available either in a rack or in bulk. Pasteur pipettes are used for the transfer of liquids, are made of polyethylene, have a capacity of 1 or 3 ml, and come in sterile and non-sterile version.


Las puntas FL Medical son compatibles con la mayor parte de las micropipetas que estàn en el mercado, entre ellas Eppendorf, Gilson, Socorex, Oxford, Biohit, HTL, MLA y Nichiryo, individuales o multicanal, y están disponibles tanto en rack como a granel. Las pipetas Pasteur, que se utilizan para la transferencia de líquidos, son de polietileno, con una capacidad de 1 o 3 ml y están disponibles en la versión estéril y no estéril.

Les pointes FL Medical sont compatibles avec la plupart des micropipettes du marché, notamment Eppendorf, Gilson, Socorex, Oxford, Biohit, HTL, MLA et Nichiryo et les micropipettes monocanal ou multicanal et elles sont disponibles en rack ou en vrac. Les pipettes Pasteur sont utilisées pour le transfert de liquides. En polyéthylène, ont une capacité de 1 ou 3 ml, et sont disponibles en version stérile et non stérile.

I puntali FL Medical sono compatibili con la maggior parte delle micropipette presenti sul mercato, tra le quali Eppendorf, Gilson, Socorex, Oxford, Biohit, HTL, MLA e Nichiryo, singole o multicanale, e sono disponibili sia in rack che sfusi. Le pipette Pasteur, utilizzate per il trasferimento dei liquidi, sono in polietilene, con capacità da 1 o 3 ml e sono disponibili in versione sterile e non sterile.

PERFECT GRIP	IDEAL SOLUTION	USER FRIENDLY
Agarre perfecto / Adhérence parfaite / Tenuta perfetta	Solución ideal / Solution idéale / Soluzione ideale	Fácil de usar / Facile à utiliser / Facile utilizzo

TIPS
Puntas / Cônes / Puntali



TIP CRISTAL TYPE
punta tipo Cristal / cône type Cristal /
puntale tipo Cristal

PERFECT GRIP
agarre perfecto / adhérence parfaite / tenuta perfetta

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène /
polipropilene

	CODE	CAPACITY
	28045	0 -10 µl (neutral)



TIP GILSON TYPE
punta tipo Gilson / cône type Gilson /
puntale tipo Gilson

PERFECT GRIP
agarre perfecto / adhérence parfaite / tenuta perfetta

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène /
polipropilene


	CODE	CAPACITY
	28046	0 -10 µl (neutral)
	28063	0 -200 µl (yellow)
	28094	0 -200 µl (neutral)




TIP EPPENDORF-BRAND-SOCOREX TYPE
punta tipo Eppendorf-Brand-Socorex /
cône type Eppendorf-Brand-Socorex /
puntale tipo Eppendorf-Brand-Socorex

PERFECT GRIP
agarre perfecto / adhérence parfaite / tenuta perfetta

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène /
polipropilene

	CODE	CAPACITY
	28052	0 -200 µl (yellow)
	28092	0 -200 µl (neutral)



TIP EPPENDORF-GILSON-BRAND-SOCOREX TYPE
punta tipo Eppendorf-Gilson-Brand-Socorex /
cône type Eppendorf-Gilson-Brand-Socorex /
puntale tipo Eppendorf-Gilson-Brand-Socorex

PERFECT GRIP
agarre perfecto / adhérence parfaite / tenuta perfetta

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène /
polipropilene

	CODE	CAPACITY
	28053	100-1000 µl (light blue)
	28093	100-1000 µl (neutral)

TIPS
Puntas / Cônes / Puntali



TIP MLA TYPE
punta tipo MLA / cône type MLA / puntale tipo MLA

PERFECT GRIP
agarre perfecto / adhérence parfaite / tenuta perfetta



POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY
	28050	0 -200 µl (neutral)
	28051	100-1000 µl (neutral)



TIP OXFORD SLIM TYPE
punta tipo Oxford slim / cône type Oxford slim / puntale tipo Oxford slim

PERFECT GRIP
agarre perfecto / adhérence parfaite / tenuta perfetta



POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

CODE	CAPACITY
28054	0-200 µl (neutral)



TIP OXFORD TYPE
punta tipo Oxford / cône type Oxford / puntale tipo Oxford

PERFECT GRIP
agarre perfecto / adhérence parfaite / tenuta perfetta



POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY
	28055	100-1000 µl (green)
	28056	100-1000 µl (light blue)



TIP BECKMAN TYPE
punta tipo Beckman / cône type Beckman / puntale tipo Beckman

PERFECT GRIP
agarre perfecto / adhérence parfaite / tenuta perfetta



POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

CODE	CAPACITY
28057	100-1000 µl (neutral)

TIPS

Puntas / Cônes / Puntali





TIP EPPENDORF-OXFORD-BIOHIT-HTL TYPE

punta tipo Eppendorf-Oxford-Biohit-HTL /
cône type Eppendorf-Oxford-Biohit-HTL /
puntale tipo Eppendorf-Oxford-Biohit-HTL

PERFECT GRIP

agarre perfecto / adhérence parfaite / tenuta perfetta

POLYPROPYLENE

polipropileno / polypropylène / polipropilene

CODE	CAPACITY
28075	1-5 ml (neutral)

TIP GILSON-SOCOREX-NICHIRYO TYPE

punta tipo Gilson-Socorex-Nichiryo /
cône type Gilson-Socorex-Nichiryo /
puntale tipo Gilson-Socorex-Nichiryo

PERFECT GRIP

agarre perfecto / adhérence parfaite / tenuta perfetta


POLYPROPYLENE

polipropileno / polypropylène / polipropilene

CODE	CAPACITY
28070	1-5 ml (neutral)

TIPS IN RACK

Puntas en rack / Cônes en boîte / Puntali in rack



TIP CRISTAL TYPE

punta tipo Cristal / cône type Cristal / puntale tipo Cristal


IN 96 PLACES RACK

en rack de 96 piezas / en portoir de 96 pièces / in rack da 96 pezzi

POLYPROPYLENE

polipropileno / polypropylène / polipropilene

CODE	CAPACITY
28078	0 -10 µl (neutral)



TIP MLA TYPE

punta tipo MLA / cône type MLA / puntale tipo MLA

IN 96 PLACES RACK

en rack de 96 piezas / en portoir de 96 pièces / in rack da 96 pezzi


POLYPROPYLENE

polipropileno / polypropylène / polipropilene

CODE	CAPACITY
28080	0 -200 µl (neutral)

TIPS IN RACK

Puntas en rack / Cônes en boîte / Puntali in rack



TIP EPPENDORF-BRAND-SOCOREX TYPE


punta tipo Eppendorf-Brand-Socorex / cône type Eppendorf-Brand-Socorex / puntale tipo Eppendorf-Brand-Socorex

IN 96 PLACES RACK

en rack de 96 piezas / en portoir de 96 pièces / in rack da 96 pezzi

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

CODE	CAPACITY
28084	0-200 µl (yellow)



TIP EPPENDORF-GILSON-BRAND-SOCOREX TYPE


punta tipo Eppendorf-Gilson-Brand-Socorex / cône type Eppendorf-Gilson-Brand-Socorex / puntale tipo Eppendorf-Gilson-Brand-Socorex

IN 96 PLACES RACK

en rack de 96 piezas / en portoir de 96 pièces / in rack da 96 pezzi

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

CODE	CAPACITY
28086	100-1000 µl (light blue)



TIP GILSON TYPE

punta tipo Gilson / cône type Gilson / puntale tipo Gilson

IN 96 PLACES RACK

en rack de 96 piezas / en portoir de 96 pièces / in rack da 96 pezzi

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

CODE	CAPACITY
28090	0-200 µl (yellow)

PASTEUR PIPETTES


Pipetas Pasteur / Pasteur pipettes / Pipette Pasteur




PASTEUR PIPETTE
pipeta Pasteur / Pasteur pipette / pipetta Pasteur

USER FRIENDLY
Fácil de usar / Facile à utiliser / Facile utilizzo

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

	CODE	CAPACITY	PACKAGING
	27054	1 ml	INNER BOX OF 500 PCS caja interna de 500 piezas / boîte interne de 500 pièces / scatola interna da 500 pezzi
	27055	3 ml	INNER BOX OF 500 PCS caja interna de 500 piezas / boîte interne de 500 pièces / scatola interna da 500 pezzi



STERILE PASTEUR PIPETTE
pipeta Pasteur estéril / Pasteur pipette stérile / pipetta Pasteur sterile

USER FRIENDLY
Fácil de usar / Facile à utiliser / Facile utilizzo

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

	CODE	CAPACITY	PACKAGING
	27040	1 ml	INDIVIDUALLY WRAPPED IN PEEL-PACK envuelto individualmente en peel-pack / sachet unitaire en peel-pack / in sacchetto singolo peel-pack
	27042	1 ml	PACKET OF 5 PCS IN PEEL-PACK envuelto en peel-pack de 5 piezas / en sachet de 5 pièces en peel-pack / in sacchetto da 5 pezzi peel-pack
	27045	3 ml	INDIVIDUALLY WRAPPED IN PEEL-PACK envuelto individualmente en peel-pack / sachet unitaire en peel-pack / in sacchetto singolo peel-pack
	27047	3 ml	PACKET OF 5 PCS IN PEEL-PACK envuelto en peel-pack de 5 piezas / en sachet de 5 pièces en peel-pack / in sacchetto da 5 pezzi peel-pack

SEROLOGICAL PIPETTES

Pipetas para serologia / Pipettes pour sérologie / Pipette per sierologia



SEROLOGICAL PIPETTE
pipeta para serologia / pipette para sérologie / pipetta per sierologia

ACCURATE GRADUATION
Graduación exacta / Graduation precise / Graduazione accurata

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	27062	1 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	BAG OF 25 PIECES bolsa de 25 piezas / en sachet de 25 pièces / sacchetto da 25 pezzi
	27057	2 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	BAG OF 25 PIECES bolsa de 25 piezas / en sachet de 25 pièces / sacchetto da 25 pezzi
	27058	5 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	BAG OF 25 PIECES bolsa de 25 piezas / en sachet de 25 pièces / sacchetto da 25 pezzi
	27060	10 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	BAG OF 25 PIECES bolsa de 25 piezas / en sachet de 25 pièces / sacchetto da 25 pezzi
	27070	25 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	BAG OF 25 PIECES bolsa de 25 piezas / en sachet de 25 pièces / sacchetto da 25 pezzi
	27071	50 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	BAG OF 25 PIECES bolsa de 25 piezas / en sachet de 25 pièces / sacchetto da 25 pezzi



SEROLOGICAL PIPETTE
pipeta para serologia / pipette para sérologie / pipetta per sierologia

ACCURATE GRADUATION
Graduación exacta / Graduation precise / Graduazione accurata

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	27080	1 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	27078	2 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	27076	5 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	27074	10 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	27072	25 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	27073	50 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

04/

MICROBIOLOGY PRODUCTS

PRODUCTOS PARA MICROBIOLOGÍA / PRODUITS POUR MICROBIOLOGIE /
PRODOTTI PER LA MICROBIOLOGIA

Petri dishes are used in the field of microbiology for the development of cultures. The FL Medical Petri dishes are made of ultra-transparent polystyrene, come in different diameters and heights and they are triple vented, single vented or non-vented. They can be sterile or produced in an ISO 6 Cleanroom. The loops are intended for the inoculation of samples on a culture medium, are made of polystyrene and are available in different colors. They are offered in packs of 10 or 20 and in soft or rigid versions. The polystyrene L and T-shaped spreaders are intended for spreading the culture medium and they come in white or blue and in single or 5-piece bags. FL Medical provides several alternatives regarding wooden or plastic swabs. The dry swabs in test tubes and the swabs in test tubes with medium are available with different characteristics and types.

Las placas de Petri se utilizan en el campo de la microbiología. Las placas FL Medical son de poliestireno ultra transparente, están disponibles en distintos diámetros y alturas, con tripla ventilación, ventilación individual o sin ventilación. Pueden ser estériles o fabricarse en cámara blanca ISO6. Las asas están destinadas a la inoculación de muestras en un terreno de cultivo, son de poliestireno y están disponibles de varios colores. Se ofrecen en bolsas de 10 o 20 unidades y en la versión flexible o rígida. Las asas en L y en T de poliestireno, destinadas por otro lado a la distribución del terreno de cultivo, están disponibles en color blanco o azul y en bolsas individuales o de 5 unidades. FL Medical presenta varias alternativas respecto a los hisopos, de madera o de plástico. Por último los hisopos secos en tubos y los hisopos en tubos con terreno de cultivo se presentan en distintas características y tipos.


Les boîtes de Petri sont utilisées dans le domaine de la microbiologie. Les boîtes FL Medical sont en polystyrène ultra-transparent, elles sont disponibles en différents diamètres et hauteurs, avec triple ventilation, ventilation simple ou sans aucune ventilation. Elles peuvent être stériles ou produites en cleanroom ISO 6. Les inoculateurs sont destinées à l'inoculation d'échantillons sur un milieu de culture, Ils sont en polystyrène et disponibles en différentes couleurs. Ils sont proposées en sachet de 10 ou 20 pièces et en version flexible ou rigide. Les étaleurs en L e en T en polystyrène, plutôt destinés à la distribution du milieu de culture, sont disponibles en blanc ou bleu et en sachet unitaires ou de 5 pièces. FL Medical présente plusieurs alternatives pour les écouvillons, disponibles en bois ou en plastique. Les écouvillons secs en tube à essai et les écouvillons en tube à essai avec milieu de culture sont enfin présentés avec des caractéristiques et types différents.

Le piastre di Petri sono utilizzate nel campo della microbiologia per lo sviluppo di colture. Le piastre FL Medical sono in polistirolo ultra-trasparente, sono disponibili in diversi diametri e altezze, con tripla ventilazione, singola ventilazione o senza alcuna ventilazione. Possono essere sterili oppure prodotte in camera bianca ISO 6. Le anse sono destinate all'inoculazione di campioni su un terreno di coltura, sono in polistirolo e disponibili in diversi colori. Sono offerte in confezioni da 10 o 20 pezzi e nella versione morbida oppure rigida. Le aste a L e a T in polistirolo, invece destinate alla distribuzione del terreno di coltura, sono disponibili nei colori bianco o blu e in sacchetto singolo o da 5 pezzi. FL Medical presenta diverse alternative per quanto riguarda i tamponi, in legno oppure in plastica. I tamponi secchi in provetta ed i tamponi in provetta con terreno sono infine disponibili con diverse caratteristiche e tipologie.

PERFECT PLANARITY	CONSTANT THICKNESS	STACKABLE	HIGH TRANSPARENCY
Planaridad perfecta / Parfaite planéité / Planarità perfetta	Espesor constante / Épasseur constante / Spessore costante	Apilable / Empilable / Impilabile	Alta transparencia / Haute transparence / Elevata trasparenza

PETRI DISHES ∅ 90 MM

Placas de petri ∅ 90 mm / Boîtes de petri ∅ 90 mm / Piastre di petri ∅ 90 mm




PETRI DISH TRIPLE VENTS
placa de petri con tres vientos / boîte de petri avec trois ergots / piastra di petri tripla ventilazione

MAXIMUM TRANSPARENCY
máxima transparencia / transparence maximale / massima trasparenza

PERFECT PLANARITY
planaridad perfecta / parfaite planéité /planarità perfetta

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	TYPE	STERILITY	PACKAGING
	29042	ø 90 mm, H 14,2 mm	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 6 producido en cleanroom ISO 6 / produit en cleanroom ISO 6 / prodotta in camera bianca ISO 6	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / en sachet de 20 pièces / in sacchetto da 20 pezzi
	29082	ø 90 mm, H 14,2 mm	STERILE estéril / stérile / sterile	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / en sachet de 20 pièces / in sacchetto da 20 pezzi
	29052	ø 90 mm, H 16,2 mm	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 6 producido en cleanroom ISO 6 / produit en cleanroom ISO 6 / prodotta in camera bianca ISO 6	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / en sachet de 20 pièces / in sacchetto da 20 pezzi
	29062	ø 90 mm, H 16,2 mm	STERILE estéril / stérile / sterile	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / en sachet de 20 pièces / in sacchetto da 20 pezzi



PETRI DISH WITHOUT VENTS
placa de petri sin vientos / boîte de petri sans ergots / piastra di petri senza ventilazione

MAXIMUM TRANSPARENCY
máxima transparencia / transparence maximale / massima trasparenza


PERFECT PLANARITY
planaridad perfecta / parfaite planéité /planarità perfetta

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	TYPE	STERILITY	PACKAGING
	29142	ø 90 mm, H 14,2 mm	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 6 producido en cleanroom ISO 6 / produit en cleanroom ISO 6 / prodotta in camera bianca ISO 6	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / en sachet de 20 pièces / in sacchetto da 20 pezzi
	29182	ø 90 mm, H 14,2 mm	STERILE estéril / stérile / sterile	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / en sachet de 20 pièces / in sacchetto da 20 pezzi
	29152	ø 90 mm, H 16,2 mm	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 6 producido en cleanroom ISO 6 / produit en cleanroom ISO 6 / prodotta in camera bianca ISO 6	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / en sachet de 20 pièces / in sacchetto da 20 pezzi
	29162	ø 90 mm, H 16,2 mm	STERILE estéril / stérile / sterile	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / en sachet de 20 pièces / in sacchetto da 20 pezzi

PETRI DISHES ∅ 90 MM

Placas de petri ∅ 90 mm / Boîtes de petri ∅ 90 mm / Piastre di petri ∅ 90 mm








PETRI DISH SINGLE VENT
placa de petri con un viento / boîte de petri avec un ergoit / piastra di petri singola ventilazione

MAXIMUM TRANSPARENCY
máxima transparencia / transparence maximale / massima trasparenza

PERFECT PLANARITY
planaridad perfecta / parfaite planéité /planarità perfetta

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	TYPE	STERILITY	PACKAGING
	29242	ø 90 mm, H 14,2 mm	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 6 producido en cleanroom ISO 6 / produit en cleanroom ISO 6 / prodotta in camera bianca ISO 6	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / en sachet de 20 pièces / in sacchetto da 20 pezzi
	29282	ø 90 mm, H 14,2 mm	STERILE estéril / stérile / sterile	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / en sachet de 20 pièces / in sacchetto da 20 pezzi
	29252	ø 90 mm, H 16,2 mm	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 6 producido en cleanroom ISO 6 / produit en cleanroom ISO 6 / prodotta in camera bianca ISO 6	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / en sachet de 20 pièces / in sacchetto da 20 pezzi
	29262	ø 90 mm, H 16,2 mm	STERILE estéril / stérile / sterile	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / en sachet de 20 pièces / in sacchetto da 20 pezzi



PETRI DISH TRIPLE VENTS
placa de petri con tres vientos / boîte de petri avec trois ergots / piastra di petri tripla ventilazione

WITH 2 SECTORS
con 2 compartimentos / avec 2 compartiments / a 2 settori

MAXIMUM TRANSPARENCY
máxima transparencia / transparence maximale / massima trasparenza


PERFECT PLANARITY
planaridad perfecta / parfaite planéité /planarità perfetta

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	TYPE	STERILITY	PACKAGING
	29057	ø 90 mm, H 16,2 mm	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 6 producido en cleanroom ISO 6 / produit en cleanroom ISO 6 / prodotta in camera bianca ISO 6	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / en sachet de 20 pièces / in sacchetto da 20 pezzi
	29067	ø 90 mm, H 16,2 mm	STERILE estéril / stérile / sterile	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / en sachet de 20 pièces / in sacchetto da 20 pezzi

SAFE-LOCK PETRI DISHES ∅ 90 MM

Placas de petri safe-lock Ø 90 mm / Boîtes de petri safe-lock Ø 90 mm / Piastre di petri safe-lock Ø 90 mm



PETRI DISH TRIPLE VENTS
placa de petri con tres vientos / boîte de petri avec trois ergots / piastra di petri tripla ventilazione


MAXIMUM TRANSPARENCY
máxima transparencia / transparence maximale / massima trasparenza

PERFECT PLANARITY
planaridad perfecta / parfaite planéité /planarità perfetta

SAFE-LOCK SYSTEM
con sistema de cierre / avec système de verrouillage / con sistema di chiusura

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	TYPE	STERILITY	PACKAGING
	29022	ø 90 mm, H 16,2 mm	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 6 producido en cleanroom ISO 6 / produit en cleanroom ISO 6 / prodotta in camera bianca ISO 6	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / en sachet de 20 pièces / in sacchetto da 20 pezzi
	29032	ø 90 mm, H 16,2 mm	STERILE estéril / stérile / sterile	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / en sachet de 20 pièces / in sacchetto da 20 pezzi



PETRI DISH WITHOUT VENTS
placa de petri sin vientos / boîte de petri sans ergots / piastra di petri senza ventilazione

MAXIMUM TRANSPARENCY
máxima transparencia / transparence maximale / massima trasparenza

PERFECT PLANARITY
planaridad perfecta / parfaite planéité /planarità perfetta


SAFE-LOCK SYSTEM
con sistema de cierre / avec système de verrouillage / con sistema di chiusura

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	TYPE	STERILITY	PACKAGING
	29072	ø 90 mm, H 14,2 mm	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 6 producido en cleanroom ISO 6 / produit en cleanroom ISO 6 / prodotta in camera bianca ISO 6	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / en sachet de 20 pièces / in sacchetto da 20 pezzi
	29092	ø 90 mm, H 14,2 mm	STERILE estéril / stérile / sterile	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / en sachet de 20 pièces / in sacchetto da 20 pezzi

PETRI DISHES ∅ 60 MM

Placas de petri ∅ 60 mm / Boîtes de petri ∅ 60 mm / Piastre di petri ∅ 60 mm



PETRI DISH TRIPLE VENTS
placa de petri con tres vientos / boîte de petri avec trois ergots / piastra di petri tripla ventilazione

MAXIMUM TRANSPARENCY
máxima transparencia / transparence maximale / massima trasparenza

PERFECT PLANARITY
planaridad perfecta / parfaite planéité /planarità perfetta

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	TYPE	STERILITY	PACKAGING
	29040	ø 60 mm, H 14,2 mm	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 6 producido en cleanroom ISO 6 / produit en cleanroom ISO 6 / prodotta in camera bianca ISO 6	BAG OF 10 PIECES bolsa de 10 piezas / en sachet de 10 pièces / in sacchetto da 10 pezzi
	29050	ø 60 mm, H 14,2 mm	STERILE estéril / stérile / sterile	BAG OF 10 PIECES bolsa de 10 piezas / en sachet de 10 pièces / in sacchetto da 10 pezzi



PETRI DISH WITHOUT VENTS
placa de petri sin vientos / boîte de petri sans ergots / piastra di petri senza ventilazione

MAXIMUM TRANSPARENCY
máxima transparencia / transparence maximale / massima trasparenza

PERFECT PLANARITY
planaridad perfecta / parfaite planéité /planarità perfetta

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	TYPE	STERILITY	PACKAGING
	29140	ø 60 mm, H 14,2 mm	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 6 producido en cleanroom ISO 6 / produit en cleanroom ISO 6 / prodotta in camera bianca ISO 6	BAG OF 10 PIECES bolsa de 10 piezas / en sachet de 10 pièces / in sacchetto da 10 pezzi
	29150	ø 60 mm, H 14,2 mm	STERILE estéril / stérile / sterile	BAG OF 10 PIECES bolsa de 10 piezas / en sachet de 10 pièces / in sacchetto da 10 pezzi

PETRI DISHES

Placas de petri / Boîtes de petri / Piastre di petri



PETRI DISH TRIPLE VENTS
placa de petri con tres vientos / boîte de petri avec trois ergots / piastra di petri tripla ventilazione

SQUARED
cuadrada / carré / quadrata


MAXIMUM TRANSPARENCY
máxima transparencia / transparence maximale / massima trasparenza

PERFECT PLANARITY
planaridad perfecta / parfaite planéité /planarità perfetta

STERILE
estéril / stérile / sterile

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

CODE	TYPE	PACKAGING
29080	120x120 mm, H 17,5 mm	BAG OF 10 PIECES bolsa de 10 piezas / en sachet de 10 pièces / in sacchetto da 10 pezzi




PETRI DISH TRIPLE VENTS
placa de petri con tres vientos / boîte de petri avec trois ergots / piastra di petri tripla ventilazione

STERILE
estéril / stérile / sterile

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

CODE	TYPE	PACKAGING
29056	ø 150 mm, H 17,5 mm	BAG OF 10 PIECES bolsa de 10 piezas / en sachet de 10 pièces / in sacchetto da 10 pezzi




CONTACT PETRI DISH TRIPLE VENTS WITH COUNTING GRID
placa de contacto con tres vientos con cuadrícula / boîte de petri Contact avec trois ergots avec quadrillage / piastra di petri Contact tripla ventilazione con griglia di conta

STERILE
estéril / stérile / sterile

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

CODE	TYPE	PACKAGING
29070	ø 55 mm, H 14 mm	BAG OF 10 PIECES bolsa de 10 piezas / en sachet de 10 pièces / in sacchetto da 10 pezzi



CONTACT PETRI DISH TRIPLE VENTS WITH COUNTING GRID AND GRIP LID
placa de contacto con tres vientos con cuadrícula y tapa de autobloqueo / boîte de petri Contact avec trois ergots avec quadrillage et couvercle autobloquant / piastra di petri Contact tripla ventilazione con griglia di conta e coperchio autobloccante

STERILE
estéril / stérile / sterile

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

CODE	TYPE	PACKAGING
29075	ø 55 mm, H 14 mm	BAG OF 10 PIECES bolsa de 10 piezas / en sachet de 10 pièces / in sacchetto da 10 pezzi


LOOPS
Asas / Inoculateurs / Anse



HARD INOCULATION LOOP
asa de inoculación tipo rígido / inoculateur type rigide / ansa per inoculazione tipo rigido

STERILE
estéril / stérile / sterile

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo


	CODE	CAPACITY	PACKAGING
	30010	1 µl (dark green)	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / sachet de 20 pièces / sacchetto da 20 pezzi
	30020	10 µl (blue)	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / sachet de 20 pièces / sacchetto da 20 pezzi
	30013	1 µl (dark green)	BAG OF 10 PIECES bolsa de 10 piezas / sachet de 10 pièces / sacchetto da 10 pezzi
	30023	10 µl (blue)	BAG OF 10 PIECES bolsa de 10 piezas / sachet de 10 pièces / sacchetto da 10 pezzi



SOFT INOCULATION LOOP
asa de inoculación tipo flexible / inoculateur type flexible / ansa per inoculazione tipo morbido

STERILE
estéril / stérile / sterile

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	CAPACITY	PACKAGING
	30015	1 µl (light green)	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / sachet de 20 pièces / sacchetto da 20 pezzi
	30025	10 µl (light blue)	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / sachet de 20 pièces / sacchetto da 20 pezzi
	30016	1 µl (light green)	BAG OF 10 PIECES bolsa de 10 piezas / sachet de 10 pièces / sacchetto da 10 pezzi
	30026	10 µl (light blue)	BAG OF 10 PIECES bolsa de 10 piezas / sachet de 10 pièces / sacchetto da 10 pezzi

LOOPS IN RESEALABLE EASY-OPEN BAG

Asas en bolsa easy-open y resellable / Inoculateurs dans un sac easy-open et refermable / Anse in sacchetto richiudibile easy-open



HARD INOCULATION LOOP IN RESEALABLE EASY-OPEN BAG

asa de inoculación tipo rìgido en bolsa easy-open y resellable / inoculateur type rigide dans un sac easy-open et refermable / ansa rigida per inoculazione in sacchetto richiudibile easy-open

STERILE

estéril / stérile / sterile

POLYSTYRENE

poliestireno / polystyrène / polistirolo



CAN BE USED WITH CODE 30100

se puede utilizar con el código 30100 / peut être utilisé avec le code 30100 / può essere utilizzato con il codice 30100

	CODE	CAPACITY	PACKAGING
	30050	1 µl (dark green)	BAG OF 40 PIECES bolsa de 40 piezas / sachet de 40 pièces / sacchetto da 40 pezzi
	30060	10 µl (blue)	BAG OF 40 PIECES bolsa de 40 piezas / sachet de 40 pièces / sacchetto da 40 pezzi



SOFT INOCULATION LOOP IN RESEALABLE EASY-OPEN BAG

asa de inoculación tipo flexible en bolsa easy-open y resellable / inoculateur type flexible dans un sac easy-open et refermable / ansa morbida per inoculazione in sacchetto richiudibile easy-open

STERILE

estéril / stérile / sterile

POLYSTYRENE

poliestireno / polystyrène / polistirolo



CAN BE USED WITH CODE 30100

se puede utilizar con el código 30100 / peut être utilisé avec le code 30100 / può essere utilizzato con il codice 30100

	CODE	CAPACITY	PACKAGING
	30055	1 µl (light green)	BAG OF 40 PIECES bolsa de 40 piezas / sachet de 40 pièces / sacchetto da 40 pezzi
	30065	10 µl (light blue)	BAG OF 40 PIECES bolsa de 40 piezas / sachet de 40 pièces / sacchetto da 40 pezzi

STAND FOR LOOPS IN RESEALABLE EASY-OPEN BAG

Soporte para asas en bolsa easy-open y resellable / Support pour anse d'inoculation dans un sac easy-open et refermable / Supporto per anse in sacchetto richiudibile easy-open



STAND FOR LOOPS IN RESEALABLE EASY-OPEN BAG
soporte para asas en bolsa easy-open y resellable / support pour anse d'inoculation dans un sac easy-open et refermable / supporto per anse in sacchetto richiudibile easy-open


CAN BE USED WITH CODES 30050, 30060, 30055, 30065
se puede utilizar con los códigos 30050, 30060, 30055, 30065 / peut être utilisé avec les codes 30050, 30060, 30055, 30065 / può essere utilizzato con i codici 30050, 30060, 30055, 30065

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	PACKAGING
	30100	BOX OF 2 PIECES caja de 2 piezas / boîte de 2 pièces / scatola da 2 pezzi

INOCULATION NEEDLES AND MINI NEEDLES

Agujas de inoculación / Aiguilles d'inoculation / Aghi per inoculazione




INOCULATION NEEDLES AND MINI NEEDLES
agujas y mini agujas de inoculación / aiguilles et mini aiguilles d'inoculation / aghi e mini aghi per inoculazione

STERILE
estéril / stérile / sterile

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	PACKAGING
	30030 (needle)	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / sachet de 20 pièces / sacchetto da 20 pezzi
	30040 (mini needle)	BAG OF 20 PIECES bolsa de 20 piezas / sachet de 20 pièces / sacchetto da 20 pezzi

L-SHAPE SPREADERS
Asas a L / Étaleurs “L” / Aste a L



L-SHAPE SPREADER
asa a L / étaleur “L” / asta a L

STERILE
estéril / stérile / sterile

WHITE
blanca / blanc / bianca

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	TYPE	PACKAGING
	27410	L-Shape	INDIVIDUALLY WRAPPED IN PEEL-PACK envuelto individualmente en peel-pack / sachet unitaire en peel-pack / in sacchetto singolo peel-pack
	27411	L-Shape	PACKET OF 5 PCS IN PEEL-PACK peel-pack de 5 piezas / sachet de 5 pièces en peel-pack / in sacchetto da 5 pezzi peel-pack

T-SHAPE SPREADERS
Asas a T / Étaleurs “T” / Aste a T




T-SHAPE SPREADER
asa a T / étaleur “T” / asta a T

STERILE
estéril / stérile / sterile

BLUE
azul oscuro / bleu / blu

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

	CODE	TYPE	PACKAGING
	27420	T-Shape	INDIVIDUALLY WRAPPED IN PEEL-PACK envuelto individualmente en peel-pack / sachet unitaire en peel-pack / in sacchetto singolo peel-pack
	27421	T-Shape	PACKET OF 5 PCS IN PEEL-PACK peel-pack de 5 piezas / sachet de 5 pièces en peel-pack / in sacchetto da 5 pezzi peel-pack

SWABS WITH COTTON TIP

Hisopos con punta en algodón / Ecouvillons avec pointe en coton / Tamponi con punta in cotone




SWAB WOODEN STICK WITH COTTON TIP
hisopo en madera con punta en algodón /
ecouvillon en bois avec pointe en coton /
tampone asta legno con punta in cotone

STERILE
estéril / stérile / sterile

WOOD AND COTTON
madera y algodón / bois et coton / legno e cotone

CODE	TYPE	PACKAGING
26075	WOODEN STICK	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo



SWAB PLASTIC STICK WITH COTTON TIP
hisopo en plástico con punta en algodón /
ecouvillon en plastique avec pointe en coton /
tampone asta plastica con punta in cotone

STERILE
estéril / stérile / sterile

PLASTIC AND COTTON
plástico y algodón / plastique et coton /
plastica e cotone

CODE	TYPE	PACKAGING
26080	PLASTIC STICK	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

SWABS WITH RAYON TIP

Hisopos con punta en rayón / Ecouvillons avec pointe en rayon / Tamponi con punta in rayon



SWAB IN POLYPROPYLENE TEST TUBE 12X150 MM
hisopo en tubo de polipropileno 12x150 mm /
ecouvillon en tube de polypropylène 12x150 mm /
tampone in provetta di polipropilene 12x150 mm

STERILE
estéril / stérile / sterile

PLASTIC AND RAYON
plástico y rayón / plastique et rayon /
plastica e rayon

CODE	TYPE	PACKAGING
26061	PLASTIC STICK WITH RAYON TIP varilla en plástico con punta en rayón / tige en plastique avec pointe en rayon / asta di plastica con punta in rayon	INNER BOX OF 100 PIECES caja interna de 100 piezas / boîte interne de 100 pièces / scatola interna da 100 pezzi



SWAB IN POLYPROPYLENE TEST TUBE 12X150 MM
hisopo en tubo de polipropileno 12x150 mm /
ecouvillon en tube de polypropylène 12x150 mm /
tampone in provetta di polipropilene 12x150 mm

STERILE
estéril / stérile / sterile

ALUMINIUM AND RAYON
aluminio y rayón / aluminium et rayon /
alluminio e rayon

CODE	TYPE	PACKAGING
26062	ALUMINIUM STICK WITH RAYON TIP varilla en aluminio con punta en rayón / tige en aluminium avec pointe en rayon / asta in alluminio con punta in rayon	INNER BOX OF 100 PIECES caja interna de 100 piezas / boîte interne de 100 pièces / scatola interna da 100 pezzi

SWABS WITH TRANSPORT MEDIUM

Hisopos con medio de transporte / Ecouvillons avec milieu de transport / Tamponi con terreno di trasporto



SWAB PLASTIC STICK WITH RAYON TIP IN POLYPROPYLENE TEST TUBE 12X150 MM WITH STUART TRANSPORT MEDIUM

hisopo en plástico con punta en rayón en tubo de polipropileno 12x150 mm con medio de transporte Stuart / ecouvillon en plastique avec pointe en rayon en tube de polypropylène 12x150 mm avec Stuart milieu de transport / tampone asta plastica con punta in rayon in provetta di polipropilene 12x150 mm con terreno di trasporto Stuart

STERILE

estéril / stérile / sterile

PLASTIC AND RAYON

plástico y rayón / plastique et rayon / plastica e rayon

CODE	MATERIAL	PACKAGING
26066	PLASTIC STICK	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

SWAB PLASTIC STICK WITH RAYON TIP IN POLYPROPYLENE TEST TUBE 12X150 MM WITH STUART TRANSPORT MEDIUM AND CHARCOAL

hisopo en plástico con punta en rayón en tubo de polipropileno 12x150 mm con medio de transporte Stuart y carbón / ecouvillon en plastique avec pointe en rayon en tube de polypropylène 12x150 mm avec Stuart et charbon milieu de transport / tampone asta plastica con punta in rayon in provetta di polipropilene 12x150 mm con terreno di trasporto Stuart e carbone



STERILE

estéril / stérile / sterile

PLASTIC AND RAYON

plástico y rayón / plastique et rayon / plastica e rayon

CODE	MATERIAL	PACKAGING
26070	PLASTIC STICK	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo



SWAB PLASTIC STICK WITH RAYON TIP IN POLYPROPYLENE TEST TUBE 12X150 MM WITH AMIES TRANSPORT MEDIUM

hisopo en plástico con punta en rayón en tubo de polipropileno 12x150 mm con medio de transporte Amies / ecouvillon en plastique avec pointe en rayon en tube de polypropylène 12x150 mm avec Amies milieu de transport / tampone asta plastica con punta in rayon in provetta di polipropilene 12x150 mm con terreno di trasporto Amies

STERILE

estéril / stérile / sterile

PLASTIC AND RAYON

plástico y rayón / plastique et rayon / plastica e rayon

CODE	MATERIAL	PACKAGING
26068	PLASTIC STICK	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

SWAB PLASTIC STICK WITH RAYON TIP IN POLYPROPYLENE TEST TUBE 12X150 MM WITH AMIES TRANSPORT MEDIUM AND CHARCOAL

hisopo en plástico con punta en rayón en tubo de polipropileno 12x150 mm con medio de transporte Amies y carbón / ecouvillon en plastique avec pointe en rayon en tube de polypropylène 12x150 mm avec Amies et charbon milieu de transport / tampone asta plastica con punta in rayon in provetta di polipropilene 12x150 mm con terreno di trasporto Amies e carbone



STERILE

estéril / stérile / sterile

PLASTIC AND RAYON

plástico y rayón / plastique et rayon / plastica e rayon

CODE	MATERIAL	PACKAGING
26071	PLASTIC STICK	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

05/

CONTAINERS

FRASCOS / POTS / CONTENITORI

The strengths of the container category are their technical characteristics which ensure quality and efficiency in use, maximum tightness of the closure and maximum transparency. In addition, our wide range provide the user with the widest possible choice. The urine and feces containers made of ultra-transparent polypropylene with graduation and writing surface, are available in different sizes with capacities of 30, 60 and 120 ml, with white or red caps and, on request, even in other colors, with or without paper labels and in different types of packaging. The 60 ml and 120 ml Urintransfer® containers are equipped with a cap with an aspiration system for vacuum tubes that allows the operator to sample urine safely. There is also a wide variety of containers for collecting urine in 24 hours as well as urinals and pans, designed to achieve the highest quality and greatest efficiency.

Los puntos fuertes de la categoría de los frascos son sus características técnicas que garantizan la calidad y un uso eficiente, la máxima hermeticidad del tapón y la máxima transparencia. Además se ofrece un vasto surtido para una amplia selección por parte del usuario. De hecho los frascos para orina y heces, de polipropileno ultra transparente con graduación y superficie para escribir, están disponibles en distintas capacidades de 30, 60 y 120 ml, con tapón blanco o rojo y sobre pedido también en otros colores, con o sin etiqueta y en distintos tipos de envasado. Los frascos Urintransfer® de 60 ml y de 120 ml están dotados de tapón con un sistema de aspiración para tubos de vacío que permite que la muestra de orina sea totalmente segura para el operador. También hay una gran variedad de frascos para recoger orina en 24 horas, botellas para orina y cuñas, siempre en pro de la máxima seguridad y eficiencia.


Les atouts de la catégorie des pots sont leurs caractéristiques techniques qui garantissent qualité et efficacité d'utilisation, l'étanchéité maximale de la fermeture et la transparence maximale. De plus, une vaste gamme est proposée pour un large choix de l'utilisateur. Les pots pour l'urine et les selles, en polypropylène ultra-transparent avec graduation et surface d'écriture, sont en effet disponibles en différentes capacités de 30, 60 et 120 ml, avec bouchon blanc ou rouge et sur demande également dans d'autres couleurs, avec ou sans papier étiquette appliquée et dans différents types d'emballage. Pots Urintransfer® de 60 ml et 120 ml sont équipés d'un bouchon avec un système d'aspiration pour tubes à vide qui permet le prélèvement d'urine en toute sécurité pour l'opérateur. Il existe également une grande variété de flacons pour la collecte d'urine de 24 heures, urinaux pour homme et femme, toujours au nom de la plus haute qualité et efficacité.

I punti di forza della categoria dei contenitori sono le loro caratteristiche tecniche che assicurano qualità ed efficienza nell'utilizzo, la massima tenuta della chiusura e la massima trasparenza. Inoltre, è offerto un vasto range per un'ampia scelta dell'utilizzatore. I contenitori per urine e per feci, in polipropilene ultra-trasparente con graduazione e superficie di scrittura, sono infatti disponibili in diverse capacità da 30, 60 e 120 ml, con tappo bianco o rosso e su richiesta anche in altri colori, con o senza etichetta cartacea applicata e in diverse tipologie di confezionamento. I contenitori Urintransfer® da 60 ml e da 120 ml sono provvisti di tappo con un sistema di aspirazione per provette sottovuoto che permette il campionamento dell'urina in completa sicurezza per l'operatore. Esiste anche una grande varietà di contenitori per la raccolta delle urine nelle 24 h, di urinali e di padelle, sempre all'insegna della massima qualità ed efficienza.

EXCEPTIONAL TRANSPARENCY	PERFECT CLOSURE	UNBREAKABLE	ACCURATE GRADUATION
Transparencia exceptional / Transparence exceptionelle / Trasparenza eccezionale	Cierre perfecto / Fermeture parfaite / Chiusura perfetta	Irrompible / Incassable / Infrangibile	Graduación exacta / Graduation precise / Graduazione accurata

URINE CONTAINERS 200 ML

Frascos 200 ml para orina / Pots 200 ml pour urine / Contenitori urina 200 ml



URINE CONTAINER WITH CLICK SYSYEM
frasco para orina con sistema Click / pot pour urine avec système Click / contenitore per urina con sistema Click

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25043	200 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25044	200 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25046	200 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25042	200 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25045	200 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo



URINE CONTAINER WITH CLICK SYSYEM AND PAPER LABEL
frasco para orina con sistema Click y etiqueta de papel / pot pour urine avec système Click et étiquette en papier / contenitore per urina con sistema Click ed etichetta cartacea

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25043E	200 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25044E	200 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25046E	200 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25042E	200 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25045E	200 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

URINE CONTAINERS 120 ML

Frascos 120 ml para orina / Pots 120 ml pour urine / Contenitori urina 120 ml




URINE CONTAINER WITH FROSTED LABEL
frasco para orina con banda mate / pot pour urine avec surface d'écriture / contenitore per urina con superficie di scrittura

WITH SCREW CAP APART
con tapón no roscado / avec bouchon à vis no jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25030	120 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25031	120 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso



URINE CONTAINER WITH FROSTED LABEL
frasco para orina con banda mate / pot pour urine avec surface d'écriture / contenitore per urina con superficie di scrittura

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25033	120 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25034	120 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25036	120 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25032	120 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25035	120 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

URINE CONTAINERS 120 ML

Frascos 120 ml para orina / Pots 120 ml pour urine / Contenitori urina 120 ml



URINE CONTAINER WITH PAPER LABEL
frasco para orina con etiqueta de papel / pot pour urine avec étiquette en papier / contenitore per urina con etichetta cartacea

---

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25034E	120 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25032E	120 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25036E	120 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25035E	120 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

URINTRANSFER® CONTAINERS 120 ML

Frascos Urintransfer® 120 ml / Pots Urintransfer® 120 ml / Contenitori Urintransfer® 120 ml





URINE CONTAINER WITH PAPER LABEL
frasco para orina con etiqueta de papel / pot pour urine avec étiquette en papier / contenitore per urina con etichetta cartacea


---

ASPIRATION SYSTEM FOR VACUUM TUBES
sistema de aspiración para tubos de vacío / système d'aspiration pour tubes sous vide / con sistema di aspirazione per provette sottovuoto

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25014	120 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25012	120 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25016	120 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25015	120 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

URINE CONTAINERS 60 ML

Frascos 60 ml para orina / Pots 60 ml pour urine / Contenitori urina 60 ml



URINE CONTAINER WITH FROSTED LABEL
frasco para orina con banda mate / pot pour urine avec surface d'écriture / contenitore per urina con superficie di scrittura

WITH SCREW CAP APART
con tapón no roscado / avec bouchon à vis no jointé / con tappo a vite a parte

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25180	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25181	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso



URINE CONTAINER WITH FROSTED LABEL
frasco para orina con banda mate / pot pour urine avec surface d'écriture / contenitore per urina con superficie di scrittura

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25183	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25184	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25186	60 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25182	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25185	60 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

URINE CONTAINERS 60 ML

Frascos 60 ml para orina / Pots 60 ml pour urine / Contenitori urina 60 ml



URINE CONTAINER WITH PAPER LABEL
frasco para orina con etiqueta de papel / pot pour urine avec étiquette en papier / contenitore per urina con etichetta cartacea

---

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25184E	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25182E	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25186E	60 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25185E	60 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

URINTRANSFER® CONTAINERS 60 ML

Frascos Urintransfer® 60 ml / Pots Urintransfer® 60 ml / Contenitori Urintransfer® 60 ml





URINE CONTAINER WITH PAPER LABEL
frasco para orina con etiqueta de papel / pot pour urine avec étiquette en papier / contenitore per urina con etichetta cartacea

---

ASPIRATION SYSTEM FOR VACUUM TUBES
sistema de aspiración para tubos de vacío / système d'aspiration pour tubes sous vide / con sistema di aspirazione per provette sottovuoto

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25024	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25022	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25026	60 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25025	60 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

URINE CONTAINERS 30 ML

Frascos 30 ml para orina / Pots 30 ml pour urine / Contenitori urina 30 ml





URINE CONTAINER WITH FROSTED LABEL
frasco para orina con banda mate / pot pour urine avec surface d'écriture / contenitore per urina con superficie di scrittura

WITH SCREW CAP APART
con tapón no roscado / avec bouchon à vis no jointé / con tappo a vite a parte

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25170	30 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25171	30 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso



URINE CONTAINER WITH FROSTED LABEL
frasco para orina con banda mate / pot pour urine avec surface d'écriture / contenitore per urina con superficie di scrittura

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25173	30 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25174	30 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25176	30 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25172	30 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25175	30 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

URINE CONTAINERS 30 ML

Frascos 30 ml para orina / Pots 30 ml pour urine / Contenitori urina 30 ml



URINE CONTAINER WITH PAPER LABEL
frasco para orina con etiqueta de papel / pot pour urine avec étiquette en papier / contenitore per urina con etichetta cartacea

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25174E	30 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25172E	30 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25176E	30 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25175E	30 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

FAECES CONTAINERS 60 ML

Frascos 60 ml para heces / Pots 60 ml pour selles / Contenitori feci 60 ml



FAECES CONTAINER WITH FROSTED LABEL
frasco para heces con banda mate / pot pour selles avec surface d'écriture / contenitore per feci con superficie di scrittura

WITH SCREW CAP APART
con tapón no roscado / avec bouchon à vis no jointé / con tappo a vite a parte

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25160	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25161	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso

FAECES CONTAINERS 60 ML

Frascos 60 ml para heces / Pots 60 ml pour selles / Contenitori feci 60 ml



FAECES CONTAINER WITH FROSTED LABEL
frasco para heces con banda mate / pot pour selles avec surface d'écriture / contenitore per feci con superficie di scrittura

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25163	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25164	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25166	60 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25162	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25165	60 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo




FAECES CONTAINER WITH PAPER LABEL
frasco para heces con etiqueta de papel / pot pour selles avec étiquette en papier / contenitore per feci con etichetta cartacea

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25164E	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25162E	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25166E	60 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25165E	60 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

FAECES CONTAINERS 30 ML

Frascos 30 ml para heces / Pots 30 ml pour selles / Contenitori feci 30 ml



FAECES CONTAINER WITH FROSTED LABEL
frasco para heces con banda mate / pot pour selles avec surface d'écriture / contenitore per feci con superficie di scrittura

WITH SCREW CAP APART
con tapón no roscado / avec bouchon à vis no jointé / con tappo a vite a parte

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietileno

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25130	30 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25131	30 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso





FAECES CONTAINER WITH FROSTED LABEL
frasco para heces con banda mate / pot pour selles avec surface d'écriture / contenitore per feci con superficie di scrittura

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietileno

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25133	30 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25134	30 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25136	30 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25132	30 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25135	30 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

FAECES CONTAINERS 30 ML

Frascos 30 ml para heces / Pots 30 ml pour selles / Contenitori feci 30 ml



FAECES CONTAINER WITH PAPER LABEL
frasco para heces con etiqueta de papel / pot pour selles avec étiquette en papier / contenitore per feci con etichetta cartacea

---

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25134E	30 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25132E	30 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25136E	30 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25135E	30 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

FUNNEL FOR URINE TANK 24 H AND URINE CONTAINER 24 H

Embudo en polipropileno para tanque 24 h y frasco para orina de 24 h / Entonnoir en polypropylène pour tank 24 h et flacon pour urine 24 h / Imbuto in polipropilene per tanica 24 h e contenitore 24 h



FUNNEL FOR URINE TANK 24 H AND URINE CONTAINER 24 H
embudo para tanque 24 h y frasco para orina de 24 h / entonnoir pour tank 24 h et flacon pour urine 24 h / imbuto per tanica 24 h e contenitore 24 h

---

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

CAN BE USED WITH CODES 25103, 25108
se puede utilizar con los códigos 25103, 25108 / peut être utilisé avec les codes 25103, 25108 / può essere utilizzato con i codici 25103, 25108



	CODE	PACKAGING
	25100	IN BULK a granel / en vrac / sfuso

24 H URINE COLLECTION CONTAINERS

Frascos para orina de 24 h / Flacons pour urine de 24 h / Contenitori raccolta urine 24 h



24 H URINE BOTTLE

frasco para orina de 24 h / flacon pour urine de 24 h / contenitore per raccolta urina 24 h

GRADUATED
graduado / gradué / graduato

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

CODE	CAPACITY	PACKAGING
25103	2500 ml (neutral)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso



24 H URINE TANK

tanque para orina de 24 h / tank pour urine de 24 h / tanica per raccolta urina 24 h

GRADUATED
graduado / gradué / graduato

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

CODE	CAPACITY	PACKAGING
25108	2500 ml (neutral)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso



24 H URINE CONTAINER WITH ERGONOMIC HANDLE

frasco para orina de 24 h con empuñadura ergonómica / flacon carré pour urine de 24 h avec poignée ergonomique / contenitore per raccolta urina 24 h con impugnatura ergonomica

GRADUATED
graduado / gradué / graduato

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

	CODE	CAPACITY	PACKAGING
	25303	2000 ml (neutral)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25306	2000 ml (brown)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso



24 H URINE TANK

tanque para orina de 24 h / tank pour urine de 24 h / tanica per raccolta urina 24 h

GRADUATED
graduado / gradué / graduato

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

	CODE	CAPACITY	PACKAGING
	25403	3000 ml (neutral)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25406	3000 ml (brown)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso

24 H URINE COLLECTION CONTAINERS

Frascos para orina de 24 h / Flacons pour urine de 24 h / Contenitori raccolta urine 24 h



24 H URINE CONTAINER WITH ERGONOMIC HANDLE
frasco para orina de 24 h con empuñadura ergonómica / flacon carré pour urine de 24 h avec poignée ergonomique / contenitore per raccolta urina 24 h con impugnatura ergonomica

ASPIRATION SYSTEM FOR VACUUM TUBES
sistema de aspiración para tubos de vacío / système d'aspiration pour tubes sous vide / con sistema di aspirazione per provette sottovuoto

GRADUATED
graduado / gradué / graduato

TRANSLUCENT VERTICAL STRIPE
franja vertical translúcida / bande verticale translucide / banda verticale traslucente

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

	CODE	CAPACITY	PACKAGING
	25420	3 l (brown)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25430	3 l (neutral)	IN BULK a granel / en vrac / sfuso

SAFETY CONTAINERS FOR CONTAMINATED NEEDLES

Contenedores de seguridad para agujas contaminadas / Collecteurs de déchets pour aiguilles contaminées / Contenitori per smaltimento aghi contaminati



SAFETY CONTAINER FOR CONTAMINATED NEEDLES AND HOSPITAL WASTE
contenedores de seguridad para agujas contaminadas y desechos hospitalarios / collecteurs de déchets pour aiguilles contaminées et déchets d'hôpital / contenitore per smaltimento aghi contaminati e rifiuti ospedalieri

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

	CODE	CAPACITY	PACKAGING
	25200	0,5 l	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25201	1 l	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25203	3 l	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25205	5 l	IN BULK a granel / en vrac / sfuso

URINALS
Botellas / Urinaux / Urinali



MAN'S URINAL
botella masculina para orina / urinal masculine / urinale uomo

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

	CODE	PACKAGING
	25111 (without cap)	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25112 (with cap)	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo




WOMAN'S URINAL
botella femenina para orina / urinal féminine / urinale donna

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

CODE	PACKAGING
25118	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo


BED PANS
Cuñas / Bassine de lit / Padelle



BED PAN
cuña / bassine de lit / padella per ammalati

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

CODE	PACKAGING
25120	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo



COVER FOR BED PAN
tapa para cuña / bouchon pour bassine de lit / coperchio per padella

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

CODE	PACKAGING
25126	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

CONTAINERS IN SINGLE BOX

Frascos en estuche / Pots en étui / Linea farmacia



URINE CONTAINER

frasco para orina / flacon carré pour urine / contenitore per raccolta urina

STERILE
estéril / stérile / sterile

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

CODE	CAPACITY	PACKAGING
25177	120 ml	INDIVIDUALLY WRAPPED, IN SINGLE BOX en bolsa individual, en estuche / embalage individuel, en étui / in sacchetto singolo, in astuccio



FAECES CONTAINER

frasco para heces / pot pour selles / contenitore per feci

STERILE
estéril / stérile / sterile

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

CODE	CAPACITY	PACKAGING
25193	60 ml	INDIVIDUALLY WRAPPED, IN SINGLE BOX en bolsa individual, en estuche / embalage individuel, en étui / in sacchetto singolo, in astuccio



URINE TEST TUBE WITH LABEL

tubo para orina con etiqueta / tube pour urine avec étiquette / provetta per urina con etichetta

STERILE
estéril / stérile / sterile

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

CODE	CAPACITY	PACKAGING
25190	12 ml	INDIVIDUALLY WRAPPED, IN SINGLE BOX en bolsa individual, en estuche / embalage individuel, en étui / in sacchetto singolo, in astuccio



24 H URINE TANK

tanque para orina de 24 h / tank pour urine de 24 h / tanica per raccolta urina 24 h

GRADUATED
graduado / gradué / graduato

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

CODE	CAPACITY	PACKAGING
25106	2500 ml	IN SINGLE BOX en estuche /en étui / in astuccio

CONTAINERS IN SINGLE BOX

Frascos en estuche / Pots en étui / Linea farmacia



URINE CONTAINER FOR VACUUM TUBES

frasco para orina para sistema de vacío / pot pour urine pour système sous vide / contenitore per urina con sistema di aspirazione per provette sottovuoto

STERILE

estéril / stérile / sterile

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

CODE	CAPACITY	PACKAGING
25178	120 ml	**INDIVIDUALLY WRAPPED, IN SINGLE BOX** en bolsa individual, en estuche / embalage individuel, en étui / in sacchetto singolo, in astuccio



VACUUM TUBE WITHOUT PRESERVATIVE X 10 ML OF URINE

tubo de vacío sin preservativo para 10 ml de orina / tube sous vide sans preservatif pour 10 ml de urine / provetta sottovuoto senza preservante x 10 ml di urina

STERILE

estéril / stérile / sterile

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

PET
PET / PET / PET / PET

CODE	CAPACITY	PACKAGING
25198	10 ml (16x100 mm)	**INDIVIDUALLY WRAPPED, IN SINGLE BOX** en bolsa individual, en estuche / embalage individuel, en étui / in sacchetto singolo, in astuccio



KIT URINE CONTAINER + VACUUM TUBE X 10 ML OF URINE

kit frasco para orina + tubo de vacio para 10 ml de orina / kit pot pour urine + tube sous vide por 10 ml de urine / kit contenitore per urina + provetta sottovuoto x 10 ml di urina

STERILE

estéril / stérile / sterile

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

PET
PET / PET / PET / PET

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

CODE	CAPACITY	PACKAGING
25179	120 ml (container) + 10 ml (test tube)	**INDIVIDUALLY WRAPPED** en bolsa individual /embalage individuel / in sacchetto singolo





KIT URINE CONTAINER + VACUUM TUBE

kit frasco para orina + tubo de vacio / kit pot pour urine + tube sous vide / kit contenitore per urina + provetta sottovuoto

STERILE

estéril / stérile / sterile

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

PET
PET / PET / PET / PET

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

CODE	CAPACITY	PACKAGING
45070	120 ml (container) + 10 ml (test tube)	**INDIVIDUALLY WRAPPED** en bolsa individual /embalage individuel / in sacchetto singolo
45080	60 ml (container) + 10 ml (test tube)	**INDIVIDUALLY WRAPPED** en bolsa individual /embalage individuel / in sacchetto singolo

06/

MULTIPURPOSE STRAIGHT CONTAINERS

FRASCOS CILINDRICOS MULTIUSOS / POTS CYLINDRIQUES POLYVALENTS / CONTENITORI CILINDRICI MULTIUSO

Protainer® is a single-use container designed to meet the needs of collecting, storing, and transporting samples intended for laboratory, food, and industrial analysis.
It can be used for samples intended for chemical-physical and microbiological analysis, as well as for the collection and transport of food and water.
The chemical resistance of the materials used in its production makes it suitable for use with a wide range of substances and compounds, preserving the container's structural integrity under standard operating conditions.

Protainer® es un contenedor de un solo uso diseñado para satisfacer las necesidades de recogida, conservación y transporte de muestras destinadas a análisis de laboratorio, alimentarios e industriales.
Puede utilizarse para muestras destinadas a análisis químico-físicos y microbiológicos, así como para la recogida y el transporte de productos alimentarios e hídricos.
La resistencia química de los materiales utilizados en su fabricación lo hace apto para su uso con una amplia gama de sustancias y compuestos, preservando la integridad estructural del contenedor en condiciones operativas estándar.

Protainer® est un pot à usage unique conçu pour répondre aux besoins de collecte, de conservation et de transport d'échantillons destinés à des analyses de laboratoire, alimentaires et industrielles.
Il peut être utilisé pour des échantillons destinés à des analyses physico-chimiques et microbiologiques, mais aussi pour la collecte et le transport de produits alimentaires et des échantillons d'eau.
La résistance chimique des matériaux utilisé pour sa fabrication le rend adapté pour une large gamme de substances et de composés, en préservant l'intégrité structurelle du conteneur dans des conditions d'utilisation standard.

Protainer® è un contenitore monouso progettato per rispondere alle esigenze di raccolta, conservazione e trasporto di campioni destinati ad analisi di laboratorio, alimentari e industriali.
Può essere utilizzato per campioni destinati ad analisi chimico-fisiche e microbiologiche, ma anche per la raccolta e il trasporto di prodotti alimentari e idrici.
La resistenza chimica dei materiali utilizzati nella sua produzione lo rende adatto all'impiego con un'ampia gamma di materie e composti, preservando l'integrità strutturale del contenitore in condizioni operative standard.

EXCEPTIONAL TRANSPARENCY

Transparencia exceptional / Transparence exceptionelle / Trasparenza eccezionale

ACCURATE GRADUATION

Graduación exacta / Graduation precise / Graduazione accurata

CLICK SEAL SYSTEM

Sistema de cierre con clic / Système de fermeture par clic / Sistema di chiusura con click

STACKABLE

Apilable / Empilable / Impilable

PROTAINER® CONTAINERS 40 ML

Frascos Protainer® 40 ml / Pots Protainer® 40 ml / Contenitori Protainer® 40 ml



MULTIPURPOSE STRAIGHT CONTAINER
frasco cilindrico multiusos / pot cylindrique polyvalents / contenitore cilindrico multiuso

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25501	40 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25505	40 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25509	40 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25502	40 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25506	40 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25510	40 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo




MULTIPURPOSE STRAIGHT CONTAINER
frasco cilindrico multiusos / pot cylindrique polyvalents / contenitore cilindrico multiuso

STERILE
estéril / stérile / sterile

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25503	40 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25507	40 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25511	40 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25504	40 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25508	40 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25512	40 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

PROTAINER® CONTAINERS 60 ML

Frascos Protainer® 60 ml / Pots Protainer® 60 ml / Contenitori Protainer® 60 ml



MULTIPURPOSE STRAIGHT CONTAINER
frasco cilindrico multiusos / pot cylindrique polyvalents / contenitore cilindrico multiuso

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25521	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25525	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25529	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25522	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25526	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25530	60 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo



MULTIPURPOSE STRAIGHT CONTAINER
frasco cilindrico multiusos / pot cylindrique polyvalents / contenitore cilindrico multiuso

STERILE
estéril / stérile / sterile

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25523	60 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25527	60 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25531	60 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25524	60 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25528	60 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25532	60 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

PROTAINER® CONTAINERS 90 ML

Frascos Protainer® 90 ml / Pots Protainer® 90 ml / Contenitori Protainer® 90 ml



MULTIPURPOSE STRAIGHT CONTAINER
frasco cilindrico multiusos / pot cylindrique polyvalents / contenitore cilindrico multiuso

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25541	90 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25545	90 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25549	90 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25542	90 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25546	90 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25550	90 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo



MULTIPURPOSE STRAIGHT CONTAINER
frasco cilindrico multiusos / pot cylindrique polyvalents / contenitore cilindrico multiuso

STERILE
estéril / stérile / sterile

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25543	90 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25547	90 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25551	90 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25544	90 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25548	90 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25552	90 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

PROTAINER® CONTAINERS 125 ML

Frascos Protainer® 125 ml / Pots Protainer® 125 ml / Contenitori Protainer® 125 ml



MULTIPURPOSE STRAIGHT CONTAINER
frasco cilindrico multiusos / pot cylindrique polyvalents / contenitore cilindrico multiuso

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25561	125 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25565	125 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25569	125 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25562	125 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25566	125 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25570	125 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo



MULTIPURPOSE STRAIGHT CONTAINER
frasco cilindrico multiusos / pot cylindrique polyvalents / contenitore cilindrico multiuso

STERILE
estéril / stérile / sterile

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite


POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25563	125 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25567	125 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25571	125 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25564	125 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25568	125 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25572	125 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

PROTAINER® CONTAINERS 180 ML

Frascos Protainer® 180 ml / Pots Protainer® 180 ml / Contenitori Protainer® 180 ml



MULTIPURPOSE STRAIGHT CONTAINER
frasco cilindrico multiusos / pot cylindrique polyvalents / contenitore cilindrico multiuso

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25581	180 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25585	180 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25589	180 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25582	180 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25586	180 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25590	180 ml	PRODUCED IN CLEANROOM ISO 8 producido en cleanroom ISO 8 / produit en cleanroom ISO 8 / prodotto in camera bianca ISO 8	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo



MULTIPURPOSE STRAIGHT CONTAINER
frasco cilindrico multiusos / pot cylindrique polyvalents / contenitore cilindrico multiuso

STERILE
estéril / stérile / sterile

WITH SCREW CAP
con tapón roscado / avec bouchon à vis jointé / con tappo a vite

POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

POLYPROPYLENE
polipropileno / polypropylène / polipropilene

	CODE	CAPACITY	STERILITY	PACKAGING
	25583	180 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25587	180 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25591	180 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	IN BULK a granel / en vrac / sfuso
	25584	180 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25588	180 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo
	25592	180 ml	STERILE estéril / stérile / sterile	INDIVIDUALLY WRAPPED envuelto individualmente / sachet unitaire / in sacchetto singolo

07/

INSTRUMENTATION PRODUCTS

PRODUCTOS PARA INSTRUMENTACIÓN / PRODUITS POUR INSTRUMENTATION / ARTICOLI PER STRUMENTAZIONE

The line of FL Medical instrumentation items is compatible with the auto-analyzers in the market; the line includes cups available in different capacities and types, macro and semimicro cuvettes for spectrophotometer and Cobas-bio type microtubes. The common feature of all these items is their highest quality that ensures an efficient use.

La línea de productos para instrumentación FL Medical, compatible con los autoanalizadores presentes en el mercado, se compone de los cubiletes, disponibles en distintas capacidades y tipos, de las cubetas macro y semimicro para espectrofotómetro y de los microtubos de tipo Cobas-bio. La característica común de todos estos artículos es la máxima calidad para garantizar un uso eficaz.

La gamme d'articles pour l'instrumentation FL Medical, compatible avec les auto-analyseurs du marché, est représentée par les godets, disponibles en plusieurs capacités et types, par les cuves type macro et type semimicro pour spectrophotomètre et par les cupules type Cobas-bio. La caractéristique commune de tous ces articles est la plus haute qualité pour garantir une utilisation efficace.

La linea di articoli per strumentazione FL Medical, compatibile con gli autoanalizzatori presenti sul mercato, è rappresentata dalle tazzine, disponibili in diverse capacità e tipologie, dalle cuvette macro e semimicro per spettrofotometro e dalle microprovette tipo Cobas-bio. La caratteristica comune a tutti questi articoli è la massima qualità per garantire efficienza nell'utilizzo.

UNIVERSALLY FITTING

Adaptación universal /
Raccord universal /
Adattamento universale

HIGH TRANSPARENCY

Alta transparencia /
Haute transparence /
Elevata trasparenza

INSTRUMENTATION PRODUCTS

Productos para instrumentación / Produits pour instrumentation / Articoli per strumentazione



SAMPLE CUP FOR GENSEAC AUTOANALYZER

cubilete para autoanalizadores Genseac / godet pour auto-analyseur type Genseac / tazzina per autoanalizzatore tipo Genseac

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

CODE	CAPACITY
24052	0,5 ml



SAMPLE CUP FOR TECHNICON AUTOANALYZER

cubilete para autoanalizadores Technicon / godet pour auto-analyseur type Technicon / tazzina per autoanalizzatore tipo Technicon

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

CODE	CAPACITY
24053	1,5 ml



SAMPLE CUP FOR HITACHI AUTOANALYZER

cubilete para autoanalizadores Hitachi / godet pour auto-analyseur type Hitachi / tazzina per autoanalizzatore tipo Hitachi

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

CODE	CAPACITY
24054	3 ml



SAMPLE CUP FOR FIBRINTIMER AUTOANALYZER

cubilete para autoanalizadores Fibrintimer / godet pour auto-analyseur type Fibrintimer / tazzina per autoanalizzatore tipo Fibrintimer


WITH METALLIC MIXER
con agitador metálico / avec agitateur métallique / con agitatore metallico

POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

CODE	CAPACITY
24056	1,3 ml

INSTRUMENTATION PRODUCTS

Productos para instrumentación / Produits pour instrumentation / Articoli per strumentazione



CUVETTE MACRO TYPE FOR SPECTROPHOTOMETER

cubeta tipo macro para espectrofotómetro / cuve type macro pour spectrophotomètre / cuvetta macro per spettrofotometro



POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

CODE	CAPACITY
24204	4 ml



CUVETTE SEMIMICRO TYPE FOR SPECTROPHOTOMETER

cubeta tipo semimicro para espectrofotómetro / cuve type semimicro pour spectrophotomètre / cuvetta semimicro per spettrofotometro



POLYSTYRENE
poliestireno / polystyrène / polistirolo

CODE	CAPACITY
24205	2 ml



MICROTUBE COBAS-BIO

microtubo tipo Cobas-Bio / cupule type Cobas-Bio / microprovetta tipo Cobas-Bio

WITH CAP
con tapón / avec bouchon / con tappo



POLYETHYLENE
polietileno / polyéthylène / polietilene

	CODE	CAPACITY	TYPE
	23059	0,75 ml	conical, pink
	23060	0,75 ml	conical, yellow
	23061	0,75 ml	conical, neutral
	23062	0,75 ml	conical, blue

INDEX BY CODE

ÍNDICE POR CÓDIGO / INDICE PAR CODICE

21010	18	21305	34	22106	41	22682	65	25034E	112
21010B	18	21307	34	22107	41	22684	64	25035	111
21011	20	21309	34	22108	57	22702	60	25035E	112
21013	20	21321	34	22109	41	22722	61	25036	111
21014	19	21322	34	22115	41	22732	61	25036E	112
21014B	19	21323	34	22116	41	22734	60	25042	108
21016	18	21325	34	22122	57	22742	61	25042E	109
21017	20	21327	34	22124	43	22744	60	25043	108
21019	20	21329	34	22125	43	22822	61	25043E	109
21020	18	21341	35	22134	43	22832	61	25044	108
21021	21	21342	35	22135	43	22842	61	25044E	109
21027	21	21343	35	22154	44	22922	66	25045	108
21030	12	21344	35	22155	44	22932	67	25045E	109
21050	12	21345	35	22156	44	22942	66	25046	108
21050B	12	21346	35	22157	44	22952	67	25046E	109
21051	13	21347	35	22158	44	23053	32	25062	22
21052	12	21351	35	22209	52	23054	32	25067	23
21053	16	21352	35	22210	51	23055	32	25069	33
21054	14	21353	35	22212	52	23056	32	25072	33
21054B	14	21354	35	22213	51	23057	32	25091	28
21055	16	21355	35	22218	51	23058	32	25092	28
21056	16	21356	35	22220	54	23059	155	25095	29
21057	16	21357	35	22239	59	23060	155	25096	29
21075	15	21361	35	22248	53	23061	155	25100	127
21076	15	21362	35	22250	53	23062	155	25103	128
21085	17	21363	35	22254	53	23073	32	25106	135
21086	17	21364	35	22255	53	24052	152	25108	128
21150	27	21365	35	22257	52	24053	152	25111	132
21151	27	21366	35	22259	53	24054	153	25112	132
21152	26	21367	35	22260	53	24056	153	25118	132
21153	26	21400	30	22304	46	24204	154	25120	133
21154	27	21401	30	22305	46	24205	154	25126	133
21155	26	21402	30	22306	46	25012	113	25130	124
21158	27	21403	31	22307	58	25014	113	25131	124
21159	26	21404	31	22312	46	25015	113	25132	125
21202	25	21405	31	22316	46	25016	113	25132E	126
21204	25	21408	30	22602	62	25022	117	25133	125
21205	25	21409	30	22622	63	25024	117	25134	125
21206	25	21410	30	22624	63	25025	117	25134E	126
21207	24	22054	40	22626	62	25026	117	25135	125
21211	24	22055	40	22632	63	25030	110	25135E	126
21213	24	22056	40	22634	62	25031	110	25136	125
21214	24	22057	56	22652	64	25032	111	25136E	126
21301	34	22058	40	22672	65	25032E	112	25160	121
21302	34	22104	41	22674	65	25033	111	25161	121
21303	34	22105	41	22676	64	25034	111	25162	122

25162E 123
25163 122
25164 122
25164E 123
25165 122
25165E 123
25166 122
25166E 123
25170 118
25171 118
25172 119
25172E 120
25173 119
25174 119
25174E 120
25175 119
25175E 120
25176 119
25176E 120
25177 134
25178 136
25179 137
25180 114
25181 114
25182 115
25182E 116
25183 115
25184 115
25184E 116
25185 115
25185E 116
25186 115
25186E 116
25190 135
25193 134
25198 136
25200 131
25201 131
25203 131
25205 131
25303 129
25306 129
25403 129
25406 129
25420 130
25430 130
25501 140
25502 140
25503 141
25504 141
25505 140
25506 140
25507 141
25508 141
25509 140
25510 140
25511 141
25512 141
25521 142
25522 142
25523 143
25524 143
25525 142
25526 142
25527 143
25528 143
25529 142
25530 142
25531 143
25532 143
25541 144
25542 144
25543 145
25544 145
25545 144
25546 144
25547 145
25548 145
25549 144
25550 144
25551 145
25552 145
25561 146
25562 146
25563 147
25564 147
25565 146
25566 146
25567 147
25568 147
25569 146
25570 146
25571 147
25572 147
25581 148
25582 148
25583 149
25584 149
25585 148
25586 148
25587 149
25588 149
25589 148
25590 148
25591 149
25592 149
26061 103
26062 103
26066 104
26068 105
26070 104
26071 105
26075 102
26080 102
27040 79
27042 79
27045 79
27047 79
27054 78
27055 78
27057 80
27058 80
27060 80
27062 80
27070 80
27071 80
27072 81
27073 81
27074 81
27076 81
27078 81
27080 81
27141 37
27142 37
27143 37
27144 37
27145 37
27146 37
27147 37
27148 37
27149 37
27150 37
27151 36
27152 36
27153 36
27154 36
27155 36
27156 36
27157 36
27158 36
27159 36
27160 36
27410 100
27411 100
27420 101
27421 101
28045 70
28046 70
28050 72
28051 72
28052 71
28053 71
28054 72
28055 73
28056 73
28057 73
28063 70
28070 74
28075 74
28078 75
28080 75
28084 76
28086 76
28090 77
28092 71
28093 71
28094 70
29022 88
29032 88
29040 90
29042 84
29050 90
29052 84
29056 92
29057 87
29062 84
29067 87
29070 93
29072 89
29075 93
29080 92
29082 84
29092 89
29140 91
29142 85
29150 91
29152 85
29162 85
29182 85
29242 86
29252 86
29262 86
29282 86
30010 94
30013 94
30015 95
30016 95
30020 94
30023 94
30025 95
30026 95
30030 99
30040 99
30050 96
30055 97
30060 96
30065 97
30100 98
32057 56
32104 42
32105 42
32107 42
32108 57
32109 42
32115 42
32116 42
32145 55
32156 45
32157 45
32158 45
32161 45
32210 54
32218 54
32247 54
32250 54
32254 54
32267 52
32304 47
32306 47
32307 58
32312 47
32314 47
32316 47
32652 64
32672 65
32674 65
32676 64
32682 65
32684 64
45070 137
45080 137
50315 49
50320 48
50334 49
50335 50
50336 48

Art Direction: Accent Barbiero - PD
Photography: Accent Barbiero - PD
Communication design: Accent Barbiero - PD

Nessuna parte di questa brochure può essere riprodotta in qualunque forma senza autorizzazione di FL Medical Srl Unipersonale.
All right reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without prior permission from FL Medical Srl Unipersonale.

I prodotti rappresentati in questo catalogo si riferiscono al momento della pubblicazione. FL Medical Srl Unipersonale si riserva il diritto di variare colori, misure, materiali e disegni e di eliminare qualsiasi articolo ogni qualvolta lo ritenga necessario, anche senza preavviso.
The products depicted in this catalogue are true to specifications at the time of pubblication. FL Medical Srl Unipersonale reserves the right to any given changes as to materials or finishes without advance notification. The presentation and materials shown provide only a point of reference.

Stampato in Italia.
Printed in Italy.

FL Medical Srl Unipersonale
Via Enrico Mattei, 20
35038 Torreglia (PD) - Italy
T +39 049 5211475 /
+39 049 5212835
F +39 049 5212566
www.flmedical.com
www.vacumed.it
info@flmedical.com



FL Medical Srl Unipersonale
Via Enrico Mattei, 20
35038 Torreglia (PD) - Italy
T +39 049 5211475 /
+39 049 5212835
F +39 049 5212566
www.flmedical.com
www.vacumed.it
info@flmedical.com

Edizione/Edition 8